


ZiNiC[®]MT

Implants coniques à connexion hexagonale interne



ZiNiC[®]MT

Implants coniques à connexion hexagonale interne

 **Ziacom[®]**



Informations importantes

À lire attentivement avant d'utiliser les produits Ziacom®

Informations d'ordre général

Ce document contient des informations de base pour l'utilisation des systèmes d'implants dentaires originaux Ziacom®, ci-après dénommés implants dentaires Ziacom® ou simplement produits Ziacom®. Cette documentation a été rédigée sous forme d'un guide de référence rapide destiné au praticien responsable du traitement, ci-après l'« utilisateur », et ne constitue donc ni une alternative ni un substitut à une formation spécialisée ou à une expérience clinique professionnelle.

Les produits Ziacom® doivent être utilisés en effectuant une planification de traitement adéquate et en suivant rigoureusement les protocoles chirurgicaux et prothétiques du fabricant. Lisez attentivement les protocoles chirurgicaux et prothétiques spécifiques à chaque produit, ainsi que les instructions du mode d'emploi et d'entretien avant d'utiliser un produit Ziacom®. Vous pouvez également les consulter sur notre site web www.ziacom.com ou les demander à votre distributeur officiel agréé Ziacom® le plus proche.

Informations sur la responsabilité, la sécurité et la garantie.

Les indications d'utilisation et de manipulation des produits Ziacom® sont fondées sur la bibliographie internationale publiée, les normes cliniques actuelles et sur notre expérience ; elles doivent donc être comprises comme des informations générales indicatives. La manipulation et l'utilisation des produits Ziacom®, échappant au contrôle de Ziacom Medical SL, relèvent de la seule responsabilité de l'utilisateur. Ziacom Medical SL, ses filiales et/ou ses distributeurs officiels agréés déclinent toute responsabilité, expresse ou implicite, totale ou partielle, pour tout éventuel dommage ou préjudice causé par une manipulation incorrecte du produit ou par tout autre événement non prévu dans ses protocoles et manuels d'utilisation correcte de ses produits.

L'utilisateur du produit doit s'assurer que le produit Ziacom® utilisé est adapté à la procédure et à l'objectif final prévu. Ni ce mode d'emploi, ni les protocoles de travail ou de manipulation des produits ne dispensent l'utilisateur de cette obligation. L'utilisation, la manipulation et l'application clinique des produits Ziacom® doivent être effectuées par un personnel professionnel qualifié possédant les qualifications requises, conformément à la législation en vigueur dans chaque pays.

L'utilisation, la manipulation et/ou l'application, en tout ou en partie, des produits Ziacom® dans l'une de leurs phases de réalisation, par un personnel non qualifié ou sans les qualifications requises, annule automatiquement tout type de garantie et peut provoquer de graves dommages à la santé du patient.

Les produits Ziacom® font partie d'une systématique propre, avec des caractéristiques de conception et des protocoles de travail propres, incluant les implants dentaires, les compléments ou composants prothétiques et les instruments chirurgicaux ou prothétiques. L'utilisation de produits Ziacom® en combinaison avec des éléments ou des composants d'autres fabricants, peut provoquer un échec du traitement, causer des dommages aux tissus, aux structures osseuses, des résultats esthétiques inappropriés et de graves dommages à la santé du patient. Pour cette raison, seuls les produits originaux Ziacom® doivent être utilisés.

Le clinicien, chargé du traitement, est seul responsable de l'utilisation des produits originaux de Ziacom® et de les utiliser conformément au mode d'emploi et aux protocoles de manipulation pertinents pendant tout le processus de traitement implantaire. L'utilisation de composants, d'instruments ou de tout autre produit non original Ziacom®, utilisés seuls ou en combinaison avec l'un des produits originaux Ziacom®, annulera automatiquement toute garantie des produits originaux Ziacom®.

Veillez vous référer au programme de garantie Ziacom Medical SL (disponible sur le SITE WEB ou en contactant Ziacom Medical SL, ses filiales ou ses distributeurs agréés).

Avertissement. Les produits Ziacom® ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez vérifier la disponibilité.

La marque Ziacom® et les autres noms et logos de produits ou de services mentionnés dans cette documentation ou sur le site www.ziacom.com sont des marques déposées de Ziacom Medical SL.

Ziacom Medical SL se réserve le droit de modifier, changer ou éliminer n'importe lequel de ses produits, prix ou spécifications techniques référencés sur cette page Web ou dans l'un de ses documents sans préavis. Tous droits réservés. La reproduction ou publication totale ou partielle de cette documentation est interdite, sur quelques support ou format que ce soit, sans l'autorisation écrite de Ziacom Medical SL est interdite.





Index

La société	06
Together for health	06
Qualité Zicom®	06
Titane Zitium®	06
Engagement en faveur de l'innovation et de la formation	07
Zicom® dans le monde	07
- Siège centraux	07
- Filiales	07
Zinic® MT Implants coniques à connexion hexagonale interne	
Implant Zinic® MT	10
Caractéristiques	10
Diamètres et longueurs	11
Traitements de surface	12
- Surface Titansure	12
- Surface Titansure Active	14
Présentation du produit	16
Références Zinic® MT	18
Recommandations d'utilisation	20
Comment consulter ce catalogue	21
Fiche produit	21
Symbolique	21
Compléments Réhabilitations directes sur implant	24
Compléments Réhabilitations avec transépithéliaux	34
Instruments chirurgicaux	44
Instruments prothétiques	54
Protocole chirurgical simplifié	58
Nettoyage, désinfection et stérilisation	64

Together for health

Chez Ziacom®, nous œuvrons depuis plus de 15 ans pour la **santé bucco-dentaire** et le bien-être des patients du monde entier en **concevant et en fabriquant des solutions innovantes** en matière d'implants dentaires, de composants prothétiques, d'instruments chirurgicaux et de biomatériaux de première qualité.

Fondée en 2004 avec un **capital 100 % espagnol**, la société a commencé son activité en tant que fabricant d'implants et de compléments d'implantologie pour plusieurs entreprises du marché européen, en lançant ses premiers **systèmes d'implants** en 2006.

En 2015, Ziacom® a entamé sa **stratégie de diversification** avec le développement de **nouvelles branches d'activité** et familles de produit et le lancement d'un **nouveau portefeuille**, ce qui a conduit la société à atteindre, en 2016, **15 % des parts du marché espagnol** avec plus de 230 000 implants vendus.

En 2022, la société s'est lancée dans un **projet de croissance ambitieux** comprenant de nouveaux objectifs d'**expansion internationale**, d'**élargissement** et de **diversification** du portefeuille de **produits et de services** et de changement d'identité d'entreprise.

Qualité Ziacom®

L'engagement pour la **qualité et l'innovation** fait partie des valeurs et de l'essence de Ziacom® depuis sa création.

C'est pourquoi nous appliquons la toute dernière technologie dans **toutes les phases du cycle de production** de nos produits, depuis la **conception et la fabrication** jusqu'aux processus de **vérification, de nettoyage et de conditionnement**. En outre, pour la fabrication de l'ensemble de nos produits, nous n'utilisons que des **matières premières de premier choix** et nous procédons à des contrôles stricts lors des processus de **sélection de nos principaux fournisseurs**.

Ziacom Medical SL possède une **licence de fabrication de dispositifs médicaux** et bénéficie d'une **autorisation de mise sur le marché** de l'AEMPS 6425-PS (Agence espagnole des médicaments et des

dispositifs médicaux). Notre **système de management de la qualité est certifié** conformément aux exigences des normes UNE-EN-ISO 9001:2015 et UNE-EN-ISO 13485:2016, et respecte également les exigences de la norme GMP 21CFR 820.



Grâce à notre effort constant visant à offrir à nos clients la meilleure qualité, tous nos implants sont **garantis à vie**.


Veillez vous référer aux conditions générales d'accès à la garantie sur les produits Ziacom®.

Titane Zitium®

Les implants **Zinic® MT** de Ziacom® sont fabriqués en **titane de grade 4 à très haute résistance** aux contraintes **Zitium®**, ce qui leur confère une **amélioration considérable de leur limite d'élasticité et de leurs propriétés mécaniques**.

Grâce au titane **Zitium®**, nos implants restent conformes aux exigences des normes ASTM F67 et ISO 5832-2 et sont certifiés conformément aux exigences de la directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux et de sa modification 2007/47/CE par l'organisme notifié 0051.

Propriétés du titane Zitium®



FDA Approved*

* Consulter les modèles approuvés

Les implants Ziacom® sont stérilisés par rayonnement bêta à 25 kGy, à l'exception des implants orthodontiques DSQ qui sont commercialisés **non stériles**.

IMPORTANT

Tous les produits (sauf les implants dentaires) répertoriés dans ce catalogue de Ziacom® sont commercialisés non stériles et doivent être stérilisés avant utilisation.



Engagement en faveur de l'innovation et de la formation

Dans le but de toujours offrir les meilleures solutions pour le **bien-être de chaque patient**, et grâce à l'expérience et au dévouement de **professionnels hautement qualifiés** et d'un **centre technologique innovant**, notre équipe R+D+i s'attelle au quotidien à un processus constant de **recherche et d'innovation** pour l'**amélioration continue** de nos produits et le développement de **nouvelles solutions** répondant aux demandes et aux besoins des patients et des professionnels.

Nous maintenons également un engagement clair en faveur de la **recherche** et de la **formation continue** afin d'apporter un **soutien scientifique au secteur**, et nous croyons fermement que la formation des **jeunes professionnels** est la meilleure garantie pour le **progrès de la dentisterie**.

C'est pourquoi nous collaborons avec des **centres de formation, des universités et des sociétés scientifiques** pour créer un environnement d'enseignement pratique et spécialisé à même de renforcer leurs connaissances, leurs compétences et leur épanouissement professionnel.

Dans le cadre de notre engagement en faveur de la formation et du **développement des professionnels** du secteur, nos installations disposent d'**espaces spécifiques pour la formation** et les **pratiques hand-on**, d'équipements de formation de **pointe**, ainsi que d'un **showroom physique et virtuel** où vous pourrez découvrir de visu toutes nos solutions dentaires.

Ziacom® dans le monde

Engagés à apporter la santé bucco-dentaire aux patients du monde entier, nous disposons d'un solide **plan de croissance et d'expansion international** visant à accroître la **présence** de la société à l'international dans les **zones déjà consolidées**, ainsi qu'à intégrer de **nouvelles zones de croissance**.

À cette fin, nous offrons à nos **partenaires internationaux** une relation de **confiance et de collaboration**, en nous adaptant à leurs **besoins locaux** avec des solutions sur mesure pour chaque marché.

Dans notre souci de respecter les exigences de **qualité, réglementaires et légales spécifiques de chaque pays**, aussi bien pour les processus d'enregistrement que de distribution de nos produits, nous bénéficions des **certifications spécifiques** de chacun des territoires où nous opérons.

Siège centraux

Ziacom Medical SL

Madrid - ESPAÑA
Calle Búhos, 2 - 28320 Pinto
Tel: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Filiales

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5º B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

Miami - EEUU
333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1(786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com

Vous trouverez une liste actualisée des distributeurs Ziacom® sur le site www.ziacom.com ou en envoyant un courriel à l'adresse export@ziacom.com






ZiNici[®]MT

ZiNiC[®]MT

Implants coniques à connexion hexagonale interne



Caractéristiques

CONNEXION

- Connexion hexagonale interne.
- Profondeur de l'hexagone de la prothèse de 1,5 mm : améliore la répartition des forces Longeurinales.
- Chanfrein conique : réduit les infiltrations.
- Friction conique : réduit les micromouvements.
- Platform Switch : modelage des tissus mous et façonnage du profil d'émergence.

ZONE CORTICALE


- Anneau usiné de 0,4 mm : permet de relever l'espace prothétique par rapport à la crête osseuse dans les biotypes moyens/épais ; évite l'exposition de la surface traitée dans les crêtes irrégulières.
- Conception microfiletage : préserve l'os marginal.
- Extension microfiletage : améliore la répartition des charges.
- Macroconception : compression corticale optimale.

CORPS


- Spires actives à angle réduit : favorisent la stabilité lors de l'insertion et augmentent le BIC (contact os-implant).
- Double spire : insertion rapide et temps chirurgical réduit.
- Apex actif autotaraudant : facilite l'insertion dans l'infrafréage.
- Fenêtres apicales transversales : recueillent les débris osseux lors de l'insertion.
- Morphologie optimisée : grande stabilité primaire.
- Apex atraumatique : non préjudiciable aux structures anatomiques.

CONCEPTION CONIQUE























- Facilite le façonnage des os de faible densité.
- Indiquée pour la mise en charge immédiate.
- Pour les cas de convergence et/ou d'effondrement apical.



Mesures de la zone coronaire de l'implant



Diamètres et longueurs

Ø DIAMÈTRE	Ø PLATEFORME	LONGEUR (L)						
		6	7	8,5	10	11,5	13	14,5
● NP 3,30	3,20			N 	N 	N 	N 	N 
● RP 3,60								N 
● RP 4,00	3,50	N 	N 					N 
● RP 4,40		N 	N 					N 
● WP 4,80	4,50	N 	N 					

Cotes en mm.

N Nouveau produit. Veuillez vérifier la disponibilité.

Traitements de surface

■ Surface Titansure

Il a été démontré que les surfaces traitées superficiellement améliorent l'ostéointégration en augmentant le contact os-implant. Cela est dû en partie à la composition chimique de l'implant et aussi à ses caractéristiques topographiques.

Avec sa surface **Titansure**, Ziacom Medical obtient une topographie de surface exempte de contaminants et une macro et microporosité avec des valeurs moyennes optimales dont les caractéristiques sont essentielles pour obtenir une ostéointégration correcte et rapide, ce qui lui confère une très bonne fiabilité et une grande prévisibilité.


■ ANALYSE DE LA SURFACE TITANSURE

La surface **Titansure** est de type SLA et est obtenue par soustraction en effectuant un sablage avec du corindon blanc suivi d'un double mordantage à l'acide fluorhydrique et une combinaison d'acide sulfurique et d'acide phosphorique.


Analyse morphologique de la surface

À l'aide d'un microscope électronique à balayage (FEI TENEO, Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, É.-U.), on a pu observer la surface rugueuse et poreuse avec de nombreuses cavités aux bords fins et tranchants.


Grossissement à 400X



Grossissement à 1500X




Grossissement à 6000X



Analyse élémentaire de la surface

La composition chimique de la surface a été analysée à l'aide d'un spectromètre à rayons X à dispersion d'énergie (Octane Super, Edax-Ametek, Mahwah, NJ, É.-U.).



Analyse compositionnelle de la surface de l'implant

ELEMENT	WEIGHT (%)
C K	9,32 (10,23)
Al K	-
Ti K	89,53 (11,77)

No aluminum was detected

Les résultats de l'analyse sont exprimés sous forme de moyenne et d'écart type du pourcentage de teneur en masse [WEIGHT (%)].


Analyse de la rugosité de la surface

L'étude de rugosité a été menée à l'aide du microscope confocal-interférométrique Sensofar S NEOX (Sensofar Medical, Terrasa, Espagne) et du logiciel SensoMAP Premium 7.4. Les paramètres de rugosité quantitatifs utilisés étaient la rugosité moyenne du profil (Ra), l'écart moyen du profil de rugosité (Rq), la hauteur maximale du pic du profil de rugosité (Rp) et la profondeur maximale de la vallée du profil de rugosité (Rv).

Ra (µm) (SD)	Rq (µm) (SD)	Rp (µm) (SD)	Rv (µm) (SD)
0,82 (0,10)	0,97 (0,08)	1,84 (0,04)	2,21 (0,01)

La rugosité tridimensionnelle de la surface (Sa), la hauteur moyenne tridimensionnelle (Sq), la hauteur maximale tridimensionnelle du pic (Sp) et la profondeur maximale tridimensionnelle de la vallée de la zone sélectionnée (Sv) ont également été enregistrées.

Sa (µm) (SD)	Sq (µm) (SD)	Sp (µm) (SD)	Sv (µm) (SD)
0,76 (0,01)	0,97 (0,01)	4,20 (0,12)	4,62 (0,20)



Les données sont tirées de la publication suivante :

Rizo-Gorrita, M.; Fernandez-Asian, I.; Garcia-de-Frenza, A.; Vazquez-Pachon, C.; Serrera-Figallo, M.; Torres-Lagares, D.; Gutierrez-Perez, J. Influence of Three Dental Implant Surfaces on Cell Viability and Bone Behavior. An In Vitro and a Histometric Study in a Rabbit Model. Appl. Sci. 2020, 10(14), 4790

■ OSTÉOINTÉGRATION OPTIMALE

La surface **Titansure** est caractérisée par une structure de surface tridimensionnelle avec des pics élevés et de larges vallées, structure dont l'efficacité est connue pour favoriser la cascade de coagulation et la libération de facteurs de croissance par l'activation des plaquettes [Kim, H. ; Choi, S.H. ; Ryu, J.J. ; Koh, S.Y. ; Park, J.H. ; Lee, I.S. The biocompatibility of SLA-treated titanium implants. Biomed. Mater. 2008, 3, 025011].

Ce type de surface pourrait avoir un effet ostéogène grâce à ses différentes caractéristiques topographiques au niveau micrométrique et nanométrique, présentant une morphologie très similaire aux cavités de résorption ostéoclastique dans l'os [Le Guehennec, L. ; Goyenvalle, E. ; Lopez-Heredia, M.A. ; Weiss, P. ; Amouriq, Y. ; Layrolle, P. Histomorphometric analysis of the osseointegration of four different implant surfaces in the femoral epiphyses of rabbits. Clin. Oral Implants Res. 2008, 19, 1103–1110].

Pour obtenir de plus amples informations sur le traitement de surface, veuillez consulter la bibliographie disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca



Traitements de surface

■ Surface Titansure Active

Ziacom[®] présente la surface **Titansure Active** dotée de la technologie Bone Bioactive Liquid (BBL) comme la toute dernière innovation pour la présentation de nos implants dentaires. La surface **Titansure Active** est une combinaison de la surface **Titansure** et de la technologie BBL (Bone Bioactive Liquid), un brevet acquis par Ziacom[®] et développé par le groupe de recherche de Biointelligent Technology Systèmes S.L. dirigé par le professeur Maher Al-Atari Abou-Asi.

« La technologie BBL (Bone Bioactive Liquid) consiste en une solution saline à charge nette négative contenant du chlorure de calcium (CaCl₂) et du chlorure de magnésium (MgCl₂·6H₂O) et créant la condition idéale pour attirer les cellules vers la zone de lésion osseuse après l'implantation. En outre, le traitement de surface avec le BBL augmente considérablement la densité des groupes hydroxyles à la surface de l'implant, améliorant ainsi son hydratation de manière significative par rapport aux autres surfaces. C'est justement cette surface hydrophile de l'implant qui permet une interaction ionique active précoce avec le plasma sanguin et les cellules progénitrices osseuses, avant que les premières cellules ostéogéniques adultes ne se fixent à la surface. Cela conduit finalement à une meilleure communication intercellulaire et à un meilleur contact final entre l'os et l'implant dans un laps de temps nettement plus court, ce qui réduit considérablement le processus inflammatoire postopératoire ».

Dr. Prof. Maher Al Atari

■ ÉTUDES DE SURFACES IMPLANTAIRES TRAITÉES AVEC LE BBL

Recherche in vitro

Des cellules souches pluripotentes de pulpe dentaire (DPPSC) et des cellules souches mésenchymateuses de pulpe dentaire (DPMSC) ont été cultivées sur des disques de titane sablés à l'oxyde d'alumine et mordancés à l'acide dans un milieu de différenciation ostéoblastique.

Les échantillons ont été divisés en deux groupes de traitement :

- **Groupe A.** Disques en titane, surface traditionnelle non traitée ;
- **Groupe B.** Disques en titane, surface traitée avec du BBL.

Une microanalyse aux rayons X à dispersion d'énergie (EDXMA) a été effectuée sur la surface pour évaluer la proportion d'éléments de surface présents.

Comparaison des différents éléments présents dans les deux groupes		
	Untreated surface	Treated surface Titansure Active
Carbon	32,22 ± 5,89	32,89 ± 1,76
Oxygen	14,34 ± 1,23	13,97 ± 1,45
Phosphorus	3,96 ± 2,8	3,89 ± 1,87
Calcium	5,86 ± 3,8	9,53 ± 4,04
Titanium	39,76 ± 1,65	41,34 ± 1,89
Ca/P	1,678	2,347

Recherche in vivo


Une étude a été menée sur les tibias de dix lapins néo-zélandais adultes en utilisant quatre implants par lapin (deux par tibia).

Deux groupes de traitement implantaire ont été constitués :

- **Groupe A.** Implants à surface traditionnelle non traitée ;
- **Groupe B.** Implants à surface traditionnelle traitée avec du BBL.

En général, le groupe B présentait des valeurs BIC (Bone to Implant contact) plus élevées que le groupe A.

Analyse histomorphométrique – Contact os-implants (BIC)		
Time of measurement	Group A Untreated surface (Control) mean + SD	Group B Treated surface Titansure Active mean + SD
15 days	33,7 ± 2,3%	68,92 ± 0,3%
30 days	35,8 ± 1,8%	69,35 ± 2,2%
45 days	37,9 ± 1,2%	70,34 ± 1,1%
60 days	41,2 ± 0,8%	73,89 ± 1,9%






Conclusions

Dans les limites de cette étude, l'analyse histomorphométrique a montré que les implants du groupe B avaient une ostéointégration plus rapide et plus efficace que le groupe témoin A. Cependant, l'évaluation de la croissance osseuse dans la partie médullaire du tibia de lapin démontre le potentiel d'ostéoinduction de cette nouvelle surface.

Comme le souligne le Dr Sérgio Alexandre Gehrke, histologiste directeur de l'étude : « Dans les limites de cette étude, les données obtenues dans l'analyse histomorphométrique sur les implants du groupe surface traitée (78,92 + 0,3 %) ont montré une ostéointégration beaucoup plus rapide et efficace par rapport au groupe témoin (53,8 + 2,3 % de BIC). L'évaluation de la croissance osseuse dans la partie médullaire de l'os du tibia de lapin montre le potentiel d'ostéoinduction de cette nouvelle surface testée. »

■ ÉVOLUTION DE L'OSTÉOINTÉGRATION



REMARQUE

Images correspondant aux implants Ziacom® fabriqués spécifiquement pour l'étude des surfaces implantaires traitées avec du BBL.

Présentation du produit

■ Types de conditionnement selon le type de surface

Ziacom[®] propose deux types de conditionnement du produit différents selon le type de surface de l'implant :

Conditionnement sous plaquette thermoformée

Disponible pour les implants ayant une surface **Titansure**. La plaquette est thermosoudée et comprend une étiquette d'identification du produit afin d'en assurer une bonne traçabilité. Sa languette facilite l'ouverture en cabinet et empêche toute ouverture accidentelle.

Conditionnement en flacon

Disponible pour les implants ayant une surface **Titansure Active**. Le flacon est soudé et contient du BBL (Bone Bioactive Liquid) pour une préservation optimale des propriétés de l'implant. Il comprend une étiquette d'identification du produit afin d'en assurer une bonne traçabilité.

Titansure



Titansure^N Active



IMPORTANT

Ne pas ouvrir l'emballage stérile avant la pose de l'implant.

N Nouveau produit. Veuillez vérifier la disponibilité.

■ Étiquette d'identification externe

Les implants Ziacom[®] sont présentés dans une boîte en carton scellée contenant l'étiquette d'identification du produit avec une description de ses principales caractéristiques.

CE 0051	Ziacom[®]	Implante Dental ES	ZIACOM MEDICAL, S.L. Calle Balmes, 2 - Madrid ESPAÑA ZIACOM MEDICAL USA, LLC 3535 S. 133rd Ave, Suite 2000 Miami, FL 33156, USA - Tel: +1 (786) 224-0089
Rx Only	MD ZSS3611MA	Dental Implant EN	
RP	LOT Z0000000	Zahnimplantat DE	
ZINIC [®] MT 3,60X11,5mm	Unid RP Ø3,60X11,5mm	Implant Dentaire FR	
TTA Active	ZPlus [®]	Implante Dentale IT	
STERILE R	www.ziacom.com	Implante Dentário PT	
300°C	UDI		
0000-00-00	QR Code		

Explication des symboles utilisés

- | | | | |
|-----------|--|------------|--|
| CE 0051 | MDD certifié CE et organisme notifié | ⊗ | Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé |
| MD | Nom du dispositif médical | ⊗ | Ne pas réutiliser |
| LOT | Numéro de lot du produit | 📖 | Consulter le mode d'emploi |
| 🌐 | Site web d'information pour les patients | 🕒 | Date de péremption du produit |
| UDI | Identifiant unique du produit | 🏭 | Date de fabrication |
| STERILE R | Stérilisation par rayonnement | 🏭 | Fabricant du produit |
| 🌡️ | Limite de température | TT | Traitements de surface Titansure |
| ⚠️ | Attention, voir la documentation jointe | TTA Active | Traitements de surface Titansure Active |
| ⊗ | Ne pas restériliser | Rx Only | Caution: federal law prohibits dispensing without prescription |

Tous les détails de la présentation du produit et son mode d'emploi sont disponibles sur www.ziacom.com/ifus ou via le code QR présent sur la boîte.



■ Option Mount ZPlus

Parmi les options de présentation disponibles pour l'implant Zinic® MT figure le Mount **ZPlus**, un pilier multifonction conçu en titane de grade 5 ELI (usage médical), qui facilite la manipulation de l'implant pendant l'intervention et intègre de multiples fonctionnalités. En outre, le concept fondamental du Mount **ZPlus** est de réduire les coûts du traitement du fait qu'il peut être utilisé comme porte-implants, pilier d'empreinte ou pilier provisoire pour ciment-transvissée.

Le Mount **ZPlus** est disponible pour les gammes d'implants Zinic®, Zinic® MT, ZM4, ZM4 MT et ZM1.


Comme nous l'avons indiqué, le Mount **ZPlus** peut être utilisé comme pilier provisoire. Dans ces cas-là, le **ZPlus** doit être sculpté en extra-buccal, en l'ajustant sur l'analogue et de préférence sur un modèle de laboratoire ou monté sur une poignée de serrage. En outre, il faut confirmer l'intégrité structurelle du Mount et de sa vis et s'assurer qu'ils n'ont pas été déformés ou endommagés par un couple d'insertion excessif ou une manipulation de retrait forcée. Il faut également vérifier l'assise de la vis de fixation du **ZPlus** et l'ajustement de la connexion sur l'analogue.

IMPORTANT


Placez toujours l'implant conformément aux spécifications du protocole chirurgical afin de protéger le Mount et sa vis de tout dommage pouvant empêcher son utilisation ultérieure comme pilier d'empreinte et/ou pilier provisoire. Chaque **ZPlus** ne doit être utilisé que sur le même implant auquel il appartient. Vous devez conserver le **ZPlus** et sa vis avec l'identification du patient, en précisant le numéro de référence et de lot de l'implant afin d'éviter toute confusion ou échange. Le **ZPlus** est décliné avec trois faces plates. Une fois l'implant inséré, veillez à ce que l'une des faces coïncide avec la zone vestibulaire.

Utilisations du Mount ZPlus




Comme porte-implants



Comme pilier d'empreinte



Comme pilier provisoire pour ciment-transvissée




Vue de l'implant + Mount

■ Option Ziacom® No Mount

L'implant Zinic® MT est présenté dans la fiole porte-implant Ziacom® No Mount (sans support) ; une fiole, en plastique, abrite l'implant en position verticale entre une plaque inférieure et une rondelle supérieure, toutes deux en titane, assurant ainsi une stabilité sans mouvement tout en évitant les contacts.

Ce conditionnement permet de retirer l'implant de la fiole et de l'amener sur le site chirurgical facilement et en toute sécurité en le saisissant directement par sa connexion.

De cette façon, l'implant Ziacom® No Mount élimine le risque de réduction de la stabilité primaire associé à la surinstrumentation. Il évite la manipulation de l'implant lors du démontage du Mount et réduit également la difficulté d'insertion de l'implant dans les secteurs postérieurs avec une ouverture buccale réduite.



Vue de l'implant entre la plaque et la rondelle

Vue de l'implant rondelle supérieure

Vue connexion clé d'insertion Zinic®

No Mount

Références Zinic[®] MT

■ Références Zinic[®] MT con ZPlus - Titansure / Titansure Active

IMPLANT						
	Ø (mm)	Ø Noyau (mm)	Longeur (mm)	Réf. Titansure	Réf. Titansure Active	
Zinic [®] MT	3,30	2,80/1,70	8,5	ZSS3385M	ZSS3385MA	
			10,0	ZSS3310M	ZSS3310MA	
			11,5	ZSS3311M	ZSS3311MA	
			13,0	ZSS3313M	ZSS3313MA	
			14,5	ZSS3314M	ZSS3314MA	
3,60	3,10/1,80	8,5	ZSS3685M	ZSS3685MA		
		10,0	ZSS3610M	ZSS3610MA		
		11,5	ZSS3611M	ZSS3611MA		
		13,0	ZSS3613M	ZSS3613MA		
		14,5	ZSS3614M	ZSS3614MA		
4,00	3,40/2,10	6,0	ZSS4006M	ZSS4006MA		
		7,0	ZSS4007M	ZSS4007MA		
		8,5	ZSS4085M	ZSS4085MA		
		10,0	ZSS4010M	ZSS4010MA		
		11,5	ZSS4011M	ZSS4011MA		
		13,0	ZSS4013M	ZSS4013MA		
4,40	3,80/2,30	6,0	ZSS4406M	ZSS4406MA		
		7,0	ZSS4407M	ZSS4407MA		
		8,5	ZSS4485M	ZSS4485MA		
		10,0	ZSS4410M	ZSS4410MA		
		11,5	ZSS4411M	ZSS4411MA		
		13,0	ZSS4413M	ZSS4413MA		
4,80	4,10/2,40	6,0	ZSS4806M	ZSS4806MA		
		7,0	ZSS4807M	ZSS4807MA		
		8,5	ZSS4885M	ZSS4885MA		
		10,0	ZSS4810M	ZSS4810MA		
		11,5	ZSS4811M	ZSS4811MA		
			13,0	ZSS4813M	ZSS4813MA	

Métrique



Métriques de 1,60 (NP) et 1,80 (RP/WP).

Vis de fermeture*






Platéf.	Longeur (L)	Référence
	4,20	ZNPT
	4,20	ZRPT
	4,20	ZWPT

Anodisé NP RP WP



* Vis incluse avec l'implant.

Plateforme



1) Profondeur de l'hexagone interne. 2) Distance entre les faces de l'hexagone interne. 3) Diamètre de la plateforme de travail.

■ Références Zinic® MT con Ziacom® No Mount - Titansure / Titansure Active

IMPLANT						
Zinic [®] MT	Ø (mm)	Ø Noyau (mm)	Longeur (mm)	Réf. Titansure	Réf. Titansure Active	
	3,30	2,80/1,70	8,5	ZSS3385MF	ZSS3385MFA	
			10,0	ZSS3310MF	ZSS3310MFA	
			11,5	ZSS3311MF	ZSS3311MFA	
			13,0	ZSS3313MF	ZSS3313MFA	
			14,5	ZSS3314MF	ZSS3314MFA	
3,60	3,10/1,80	8,5	ZSS3685MF	ZSS3685MFA		
		10,0	ZSS3610MF	ZSS3610MFA		
		11,5	ZSS3611MF	ZSS3611MFA		
		13,0	ZSS3613MF	ZSS3613MFA		
		14,5	ZSS3614MF	ZSS3614MFA		
4,00	3,40/2,10	6,0	ZSS4006MF	ZSS4006MFA		
		7,0	ZSS4007MF	ZSS4007MFA		
		8,5	ZSS4085MF	ZSS4085MFA		
		10,0	ZSS4010MF	ZSS4010MFA		
		11,5	ZSS4011MF	ZSS4011MFA		
		13,0	ZSS4013MF	ZSS4013MFA		
4,40	3,80/2,30	6,0	ZSS4406MF	ZSS4406MFA		
		7,0	ZSS4407MF	ZSS4407MFA		
		8,5	ZSS4485MF	ZSS4485MFA		
		10,0	ZSS4410MF	ZSS4410MFA		
		11,5	ZSS4411MF	ZSS4411MFA		
		13,0	ZSS4413MF	ZSS4413MFA		
4,80	4,10/2,40	6,0	ZSS4806MF	ZSS4806MFA		
		7,0	ZSS4807MF	ZSS4807MFA		
		8,5	ZSS4885MF	ZSS4885MFA		
		10,0	ZSS4810MF	ZSS4810MFA		
		11,5	ZSS4811MF	ZSS4811MFA		
		13,0	ZSS4813MF	ZSS4813MFA		

Métrique



Métriques de 1,60 (NP) et 1,80 (RP/WP).

Vis de fermeture*






Platéf.	Longeur (L)	Référence
	4,20	ZNPT
	4,20	ZRPT
	4,20	ZWPT

Anodisé NP RP WP



* Vis incluse avec l'implant.

Plateforme



1) Profondeur de l'hexagone interne. 2) Distance entre les faces de l'hexagone interne. 3) Diamètre de la plateforme de travail.

Recommandations d'utilisation

Tout traitement implantaire doit respecter la stabilité biomécanique naturelle de la cavité buccale et permettre l'émergence naturelle de la couronne dentaire à travers les tissus mous. L'implantologie doit évaluer la quantité et la qualité de l'os existant dans la zone receveuse de l'implant et envisager la nécessité d'une régénération osseuse préalable ou simultanée selon le cas.

Ziacom[®] dispose d'une large gamme d'implants permettant de couvrir toutes les possibilités de restauration existantes. Les diamètres et les plateformes des implants recommandés pour chaque position de dent sont indiqués dans les cercles de l'odontogramme.

Ces recommandations sont valables pour le remplacement des dents par des restaurations unitaires, des bridges, des hybrides ou des prothèses adjuvées.

N'oubliez pas de respecter des distances minimales entre les implants adjacents et entre les implants et les dents afin de préserver les papilles, la vascularisation osseuse et les profils d'émergence naturels.

Le choix de l'implant adapté à chaque cas relève de la seule responsabilité de l'implantologue. Ziacom[®] recommande de tenir compte des avertissements fondés sur les preuves scientifiques figurant dans les catalogues de produits et sur le site web.

■ ÉCLAIRCISSEMENTS SUR LES MESURES ET LES TECHNIQUES DE FRAISAGE

- **TAILLE DE L'IMPLANT** : détermine le diamètre et la longueur de l'implant.
- **CORPS DE L'IMPLANT** : diamètre du noyau de l'implant.
- **TAILLE DE LA FRAISE** : correspond au diamètre et à la longueur de la fraise.
- **TECHNIQUE DE FRAISAGE** : nous avons développé les différents protocoles de fraisage de façon à vous permettre d'aborder de manière schématique les différentes situations qui se présentent face à une chirurgie avec implants.

Odontogramme

Zinic[®]MT


Diamètre de l'implant ⁽¹⁾

● NP ● A RP ● B RP ● C RP ● WP
Ø3,30 mm Ø3,60 mm Ø4,00 mm Ø4,40 mm Ø4,80 mm

(1) Les diamètres sont disponibles pour les plateformes analogues.

Diamètre coronaire de l'implant

● NP ● RP ● WP
Ø3,20 mm Ø3,50 mm Ø4,50 mm



IMPORTANT

L'utilisation d'implants courts de 6,00 mm et 7,00 mm est UNIQUEMENT recommandée en combinaison avec des implants à longueurs conventionnelles (≥ 10,00 mm) sous forme de bridge.

Pour obtenir de plus amples informations sur le choix de la taille de l'implant, veuillez consulter la bibliographie disponible à www.ziacom.com/biblioteca



Fiche produit

Titre, section et alinéa

Compléments
Réhabilitations directes sur implant

Dénomination du produit

Image du produit

Grille de produit :
- Plateforme
- Système
- Hauteur (H)
- Diamètre (Ø)
- Référence du produit

2e PHASE ET PRISE D'EMPREINTES

Pilier de cicatrisation

Hauteur H	Hauteur H1	Référence
150	3,00	HAZ2030
5,00	7,00	HAZ2050
7,00	150	HAZ2070
150	3,00	HAZ3475
5,00	7,00	HAZ3490
7,00	150	HAZ3470
150	3,00	HAZ5075
5,00	7,00	HAZ5090
7,00	150	HAZ5070

Pilier de cicatrisation anatomique

Hauteur H	Hauteur H1	Hauteur H2	Référence
150	3,00	4,00	HAZ2030A
5,00	7,00	4,50	HAZ2050A
7,00	150	4,50	HAZ3475A
150	3,00	4,50	HAZ3490A
5,00	7,00	4,50	HAZ3470A
150	3,00	5,50	HAZ5075A
5,00	7,00	5,50	HAZ5090A
7,00	150	6,50	HAZ5070A
150	3,00	6,50	HAZ5630A

Pilier de cicatrisation personnalisable

Hauteur H	Hauteur H1	Hauteur H2	Référence
6,00	6,00	5,00	HAZ2060AT
6,00	6,00	6,00	HAZ3460AT

Dessin à ligne du produit

Caractéristiques du produit

Toutes les mesures figurant dans le présent catalogue sont exprimées en millimètres (mm)

Pilier d'empreinte

Hauteur H	Hauteur H1	Référence
1180	1180	TCZ3411
850	850	TCZ3402
1180	1180	TCZ5011
850	850	TCZ5002

Vis pilier d'empreinte

Hauteur H	Hauteur H1	Référence
0,00	0,00	LTZ2000
3,00	3,00	LTZ2001
6,00	6,00	LTZ2002
9,00	9,00	LTZ2010
0,00	3,00	LTZ3400
3,00	3,00	LTZ3401
6,00	6,00	LTZ3402
9,00	9,00	LTZ3410
0,00	0,00	STZ3400*

Vis pilier d'empreinte - Quikky Screws

Hauteur H	Hauteur H1	Référence
3,00	3,00	LTZ2001Z
6,00	6,00	LTZ2002Z
3,00	3,00	LTZ3401Z
6,00	6,00	LTZ3402Z

Indications complémentaires

Zac®

Symbolique

Symbole	Signification	Symbole	Signification	Symbole	Signification
	Élément rotatif		Connexion Tx30		Fabriqué en chrome-cobalt + plastique calcinable
	Élément non rotatif		Métrique en millimètres		Fabriqué en chrome-cobalt
	À utiliser avec un couple manuel (voir tableau page 41)		Appui de la vis à 45°		Fabriqué en PEEK
	Couple maximal d'utilisation		Appui de la vis à 90°		Fabriqué en plastique calcinable
	Plage de couples de la clé à cliquet		Utilisation en rotation avec CA		Fabriqué en plastique
	Connexion Galaxy		Vitesse de rotation maximale		Température de stérilisation recommandée
	Connexion de la vis		Nombre d'utilisations maximales		Produit non stérilisé
	Connexion Kirator		Produit à usage unique		Utiliser sous une irrigation abondante
	Connexion Basic		Fabriqué en titane de grade 5 ELI (Extra Low Interstitials)		Angulation maximale
	Connexion XDrive		Fabriqué en acier inoxydable		



ZiNici[®]MT

Compléments

Réhabilitations
directes sur implant




Compléments

Réhabilitations directes sur implant

2e PHASE ET PRISE D'EMPREINTES

Pilier de cicatrisation




Platef.	Hauteur (H)	Référence
●	1,50	HAZ2015
●	3,00	HAZ2030
●	5,00	HAZ2050
●	7,00	HAZ2070
●	1,50	HAZ3415
●	3,00	HAZ3430
●	5,00	HAZ3450
●	7,00	HAZ3470
●	1,50	HAZ5015
●	3,00	HAZ5030
●	5,00	HAZ5050
●	7,00	HAZ5070

Anodisé ● NP ● RP ● WP



Pilier de cicatrisation anatomique




Platef.	Hauteur (H)	Diamètre (Ø)	Référence
●	3,00	4,00	HAZ2030A
●	5,00	4,00	HAZ2050A
●	1,50	4,50	HAZ3415A
●	3,00	4,50	HAZ3430A
●	5,00	4,50	HAZ3450A
●	1,50	5,50	HAZ3515A
●	3,00	5,50	HAZ3530A
●	1,50	5,50	HAZ5015A
●	3,00	5,50	HAZ5030A
●	5,00	5,50	HAZ5050A
●	1,50	6,50	HAZ5615A
●	3,00	6,50	HAZ5630A

Anodisé ● NP ● RP ● WP



Pilier de cicatrisation personnalisable




Platef.	Hauteur (H)	Diamètre (Ø)	Référence
●	6,00	5,00	HAZ2060AT
●	6,00	6,00	HAZ3460AT



Vis incluse.

Pilier d'empreinte




Platef.	Hauteur (H)	Référence
●	11,80	TCZ2011
●	11,80	TCZ3411
●	8,50/Court	TCZ3402
●	11,80	TCZ5011
●	8,50/Court	TCZ5002

Anodisé ● NP ● RP ● WP



Vis pilier d'empreinte




Platef.	Hauteur (H)	Référence
●	0,00	LTZ2000
●	3,00	LTZ2001
●	6,00	LTZ2002
●	9,00	LTZ2010
●	0,00	LTZ3400
●	3,00	LTZ3401
●	6,00	LTZ3402
●	9,00	LTZ3410
●	0,00	STZ3400*

Anodisé ● NP ● RP/WP



* Vis pour une rapide prise d'empreinte avec le transfert d'empreinte court.

Vis pilier d'empreinte – Quickly Screws



Platef.	Hauteur (H)	Référence
●	3,00	LT2001Z
●	6,00	LT2002Z
●	3,00	LT3401Z
●	6,00	LT3402Z

Anodisé ● NP ● RP/WP



La hauteur (H) est calculée par rapport à la hauteur du pilier d'empreinte normal. Lors de l'utilisation du pilier d'empreinte court, tenir compte de la différence entre les hauteurs des piliers.

Pilier d'empreinte Pick-Up




Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,60	PUZ2000
●	3,00	PUZ2001
●	1,60	PUZ3400
●	3,00	PUZ3401
●	1,60	PUZ5000
●	3,00	PUZ5001

Anodisé ● NP ● RP ● WP



Transfert d'empreinte Pick-Up




Platéf.	Hauteur (H)	Référence
● ● ●	7,25	CPU3410



Pack de 4 unités. NE PAS stériliser à l'autoclave. Meulable.

Pilier d'empreinte Z2Plus Snap-On



Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	3,00	Z2NPZC10
●	1,50	Z2RPZC10
●	1,50	Z2WPZC10


Anodisé ● NP ● RP ● WP



IMPORTANT

Para la fijación de este pilar de impresión utilice el tornillo de laboratorio.

Transfer de impresión Z2Plus Snap-On




Platéf.	Hauteur (H)	Référence
● ●	8,00	ZPU3400
●	8,00	ZPU5000



Pack de 4 unidades. NO esterilizar en autoclave. Tallable.

Analogue d'implant



Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	12,00	IAZ2000
●	12,00	IAZ3400
●	12,00	IAZ5000



Analogue d'implant 3D

Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	12,00	IAZ2000D
●	12,00	IAZ3400D
●	12,00	IAZ5000D



Compléments

ÉLÉMENTS DE FIXATION

Vis clinique



Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	8,00	DSZ2000
● ●	7,85	DSZ3400

Anodisé ■ NP ■ RP/WP



Vis clinique Kiran



Pour Ti-Base ZiaCam ou armature métallique

Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	8,00	DSZ2010
● ●	7,85	DSZ3410



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface.

Vis de laboratoire



Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	7,35	LBZ2000
● ●	7,40	LBZ3400



Vis NON adaptée à une utilisation comme vis clinique définitif.

Vis clinique Kiran Tx30



Pour piliers et Ti-Base ZiaCam Tx30

Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	7,10	DSZ2010TX
● ●	6,80	DSZ3410TX



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface.

À utiliser uniquement avec des tournevis Tx30.

PROVISOIRES

Pilier provisoire



Rotative

Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	9,50	RUZT2010
●	9,50	RUZT3410
●	9,50	RUZT5010

Anodisé ■ NP ■ RP ■ WP



Non rotative

Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	9,50	NUZT2010
●	9,50	NUZT3410
●	9,50	NUZT5010

Anodisé ■ NP ■ RP ■ WP



Pilier provisoire

Piliers pour esthétique et mise en charge immédiate



Rotative

Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	9,50	RUZP2010
●	9,50	RUZP3410
●	9,50	RUZP5010



Non rotative


Platéf.	Longeur (L)	Référence
●	9,50	NUZP2010
●	9,50	NUZP3410
●	9,50	NUZP5010



VISSÉES

■ **UCLA**

UCLA



Rotative

Platef.	Longeur (L)	Référence
●	10,70	RUZ2000
●	10,70	RUZ3400
●	10,70	RUZ5000




Non rotative

Platef.	Longeur (L)	Référence
●	10,70	NUZ2000
●	10,70	NUZ3400
●	10,70	NUZ5000



■ **UCLA BASE USINÉE**

Pilier base usinée + Pilier calcinable



Rotative

Platef.	Longeur (L)	Référence
●	10,60	BRUZ20
●	10,60	BRUZ34
●	10,60	BRUZ50



Non rotative

Platef.	Longeur (L)	Référence
●	10,60	BNUZ20
●	10,60	BNUZ34
●	10,60	BNUZ50



ZINIC[®]MT



Compléments

VISSÉES

■ PILIER TX30 ROTATION VARIABLE

**Pilier base usinée Tx30
+ 2 Pilier calcinable (15° et 20°)**



Rotative

Platéf.	15° Longeur (L)	20° Longeur (L)	Référence
●	11,40	11,20	BRUZ20TX
●	11,40	11,20	BRUZ34TX
●	11,40	11,20	BRUZ50TX



Non rotative

Platéf.	15° Longeur (L)	20° Longeur (L)	Référence
●	11,40	11,20	BNUZ20TX
●	11,40	11,20	BNUZ34TX
●	11,40	11,20	BNUZ50TX



**Pilier base usinée Tx30
+ 2 Pilier calcinable (20° et 25°)**



Rotative

Platéf.	20° Longeur (L)	25° Longeur (L)	Référence
●	11,20	11,00	BRUZ20TX1
●	11,20	11,00	BRUZ34TX1
●	11,20	11,00	BRUZ50TX1



Non rotative

Platéf.	20° Longeur (L)	25° Longeur (L)	Référence
●	11,20	11,00	BNUZ20TX1
●	11,20	11,00	BNUZ34TX1
●	11,20	11,00	BNUZ50TX1



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface incluse, référence DSZ2010TX (NP)/DSZ3410TX (RP/WP), pour tous les piliers Tx30 Rotation variable.

■ PILIER TX30 ROTATION VARIABLE


Le pilier Tx30 à rotation variable est constitué d'une base en Cr-Co usinée sur laquelle sont montés des piliers calcinables angulés à 15°, 20° ou 25° et une vis clinique Kiran à connexion spéciale de type Tx30.

La base en Cr-Co assure une adaptation et un scellement optimaux à la connexion de l'implant grâce à sa fabrication antérieure et les différentes angulations des piliers calcinables permettent de sélectionner le meilleur positionnement pour une émergence adéquate du canal d'accès à la vis de la restauration.




Sillons indiquant les angulations des calcinables



SCELLÉES
Pilier droit



Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,50	STAZ2015
●	2,50	STAZ2025
●	3,50	STAZ2035
●	1,50	STAZ3415
●	2,50	STAZ3425
●	3,50	STAZ3435
●	1,50	STAZ5015
●	2,50	STAZ5025
●	3,50	STAZ5035

Anodisé ● NP ● RP ● WP


Pilier droit


Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,50	STZ2015
●	2,50	STZ2025
●	3,50	STZ2035
●	1,50	STZ3415
●	2,50	STZ3425
●	3,50	STZ3435
●	1,50	STZ5015
●	2,50	STZ5025
●	3,50	STZ5035

Anodisé ● NP ● RP ● WP


Pilier angulé 15°


Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,50	A1Z2015
●	2,50	A2Z2015
●	1,50	A1Z3415
●	2,50	A2Z3415
●	1,50	A1Z5015
●	2,50	A2Z5015

Anodisé ● NP ● RP ● WP


Pilier angulé 25°


Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,50	A1Z2025
●	2,50	A2Z2025
●	1,50	A1Z3425
●	2,50	A2Z3425
●	1,50	A1Z5025
●	2,50	A2Z5025

Anodisé ● NP ● RP ● WP



Compléments

Réhabilitations directes sur implant

PROTHÈSE ADJOINTE

Kirator



Pilier Kirator avec applicateur



Pilier Kirator

Platef.	Hauteur (H)	Référence
●	1,00	LOZ2001
●	2,00	LOZ2002
●	3,00	LOZ2003
●	4,00	LOZ2004
●	5,00	LOZ2005
●	6,00	LOZ2006
●	1,00	LOZ3401
●	2,00	LOZ3402
●	3,00	LOZ3403
●	4,00	LOZ3404
●	5,00	LOZ3405
●	6,00	LOZ3406
●	1,00	LOZ5001
●	2,00	LOZ5002
●	3,00	LOZ5003
●	4,00	LOZ5004

Traitement de surface de couleur dorée.
Clé d'insertion référence LOSD01/LOSD02.



Pilier Kirator inclus avec applicateur en plastique à base de polyoxyméthylène stérilisable (Tecaform AH-POM-C).

Compléments liés

Transfert d'empreinte Kirator



Système	Hauteur (H)	Référence
Kirator	6,50	TCRK3400



Pack de 4 unités. NE PAS stériliser à l'autoclave. Meulable.

Analogue Kirator



Système	Longueur (L)	Référence
Kirator	13,00	IATORK01



Pack de traitement Kirator



Système	Référence
Pack de traitement Kirator	TP8520

Pack de traitement Kirator composé de : boîtier en titane avec coiffe noire de rebasage, séparateur et trois coiffes en plastique : violet, transparent et rose.

Stériliser la coiffe métallique à l'autoclave. Les coiffes en plastique et le disque doivent être désinfectés à froid. Voir les instructions de nettoyage et de désinfection sur le site web de Ziacom®.

Système	Rétention (Kg)	Référence
Kirator	● Douce/1,20 kg	TPK100
	● Standard/1,80 kg	TPK200
	● Forte/2,70 kg	TPK300

Pack de quatre coiffes de rétention en plastique Kirator.



NON stérilisable à l'autoclave, effectuer une désinfection à froid. Divergence maximale de 22° entre implants.

Pack de traitement divergent Kirator



Système	Référence
Pack de traitement Kirator	TP8520D

Pack de traitement divergent Kirator composé de : boîtier en titane avec coiffe noire de rebasage, séparateur et trois coiffes en plastique : violet, transparent et rose.

Stériliser la coiffe métallique à l'autoclave. Les coiffes en plastique et le disque doivent être désinfectés à froid. Voir les instructions de nettoyage et de désinfection sur le site web de Ziacom®.

Système	Rétention (Kg)	Référence
Kirator	● Douce/1,20 kg	TPK110
	● Standard/1,80 kg	TPK220
	● Forte/2,70 kg	TPK330

Pack de quatre coiffes de rétention en plastique Kirator - Divergentes.



NON stérilisable à l'autoclave, effectuer une désinfection à froid. Divergence maximale de 44° entre implants.

Séquence de démonstration




Les références TPK110/TPK220/TPK330 des packs de traitement divergent Kirator sont sous réserves de disponibilité.

ZM-Equator



Pilier ZM-Equator avec applicateur



Pilier ZM-Equator

Platef.	Hauteur (H)	Référence
●	1,00	ZMZ2001
●	2,00	ZMZ2002
●	3,00	ZMZ2003
●	4,00	ZMZ2004
●	5,00	ZMZ2005
●	6,00	ZMZ2006
●	1,00	ZMZ3401
●	2,00	ZMZ3402
●	3,00	ZMZ3403
●	4,00	ZMZ3404
●	5,00	ZMZ3405
●	6,00	ZMZ3406
●	1,00	ZMZ5001
●	2,00	ZMZ5002
●	3,00	ZMZ5003
●	4,00	ZMZ5004

Traitement de surface de couleur dorée.



Pilier Kirator inclus avec applicateur en plastique à base de polyoxyméthylène stérilisable (Tecaform AH-POM-C).

Compléments liés

Transfert d'empreinte ZM-Equator



Système	Hauteur (H)	Référence
ZM-Equator	6,50	TCRK3410



Pack de 4 unités. NE PAS stériliser à l'autoclave. Meulable.

Analogue ZM-Equator



Système	Longueur (L)	Référence
ZM-Equator	13,20	IAZM01



Pack de traitement ZM-Equator



Système	Référence
Pack de traitement ZM-Equator	ZM8520

Pack de traitement ZM-Equator composé de : boîtier en titane avec coiffe noire de rebasage, séparateur et trois coiffes en plastique : violet, transparent et rose.

Stériliser la coiffe métallique à l'autoclave. Les coiffes en plastique et le disque doivent être désinfectés à froid. Voir les instructions de nettoyage et de désinfection sur le site web de Ziacom®.

Système	Retención (Kg)	Référence
ZM-Equator	● Douce/1,20 kg	TZM100
	● Standard/1,80 kg	TZM200
	● Forte/2,70 kg	TZM300

Pack de quatre coiffes de rétention en plastique ZM-Equator.



NON stérilisable à l'autoclave, effectuer une désinfection à froid. Divergence maximale de 22° entre implants.

Pack de traitement divergent ZM-Equator



Système	Référence
Pack de traitement ZM-Equator	ZM8520D

Pack de traitement divergent ZM-Equator composé de : boîtier en titane avec coiffe noire de rebasage, séparateur et trois coiffes en plastique : violet, transparent et rose.

Stériliser la coiffe métallique à l'autoclave. Les coiffes en plastique et le disque doivent être désinfectés à froid. Voir les instructions de nettoyage et de désinfection sur le site web de Ziacom®.

Système	Retención (Kg)	Référence
ZM-Equator	● Douce/1,20 kg	TZM100
	● Standard/1,80 kg	TZM200
	● Forte/2,70 kg	TZM300

Pack de quatre coiffes de rétention en plastique ZM-Equator - Divergentes.



NON stérilisable à l'autoclave, effectuer une désinfection à froid. Divergence maximale de 44° entre implants.

Séquence de démonstration



Compléments

DIGITAL CAD-CAM

Scanbody ZiaCam à implant



Veillez consulter la bibliographie disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des interfaces dans les réhabilitations en zircone ou sur l'utilisation des compléments dans le « Manuel de procédures prothétiques ».



Platef.	Longueur (L)	Référence
●	8,00	FNSYZ20TT
●	8,00	FNSYZ34TT
●	8,00	FNSYZ50TT


Anodisée ■ NP ■ RP ■ WP



Indiqué pour clinique.

Vis Réf. LBZ2000 (NP)/LBZ3400 (RP/WP) incluse pour tous les Scanbody ZiaCam sur implant.

Ti-Base ZiaCam



Rotatif

Platef.	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
●	0,50/5,00	FRUZ201
●	1,50/6,00	FRUZ202
●	0,50/5,00	FRUZ341
●	1,50/6,00	FRUZ342
●	0,50/5,00	FRUZ501
●	1,50/6,00	FRUZ502




Non rotatif

Platef.	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
●	0,50/5,00	FNUZ201
●	1,50/6,00	FNUZ202
●	0,50/5,00	FNUZ341
●	1,50/6,00	FNUZ342
●	0,50/5,00	FNUZ501
●	1,50/6,00	FNUZ502



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface incluse Réf. DSZ2010 (NP)/DSZ3410 (RP/WP) pour tous les Ti-Base ZiaCam.

Ti-Base ZiaCam Tx30



Rotatif

Platef.	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
●	0,50/6,00	FRUZ20TX1
●	1,50/7,00	FRUZ20TX2 ⁽¹⁾
●	0,50/6,00	FRUZ34TX1
●	1,50/7,00	FRUZ34TX2 ⁽¹⁾
●	0,50/6,00	FRUZ50TX1
●	1,50/7,00	FRUZ50TX2 ⁽¹⁾




Non rotatif

Platef.	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
●	0,50/6,00	FNUZ20TX1
●	1,50/7,00	FNUZ20TX2 ⁽¹⁾
●	0,50/6,00	FNUZ34TX1
●	1,50/7,00	FNUZ34TX2 ⁽¹⁾
●	0,50/6,00	FNUZ50TX1
●	1,50/7,00	FNUZ50TX2 ⁽¹⁾



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface incluse Réf. DSZ2010TX (NP)/DSZ3410TX (RP/WP) pour tous les Ti-Base ZiaCam Tx30.

Pilier Kirator. Toolbar



Platef.	Hauteur (H)	Référence
Universel	1,80	LOTB100


Traitement de surface de couleur dorée.




(1) Pour des hauteurs gingivales de 1,50 mm angulation maximale de 20° (les autres hauteurs ont une angulation maximale de 30°).

Compléments

Réhabilitations
avec transépithéliaux



■ Basic | Séquence de démonstration de l'utilisation



Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des compléments, veuillez consulter le « Manuel de procédures prothétiques » disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca



Pilier Basic




Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,00	BASICZ201
●	2,00	BASICZ202
●	3,00	BASICZ203
●	4,00	BASICZ204
●	5,00	BASICZ205
●	1,00	BASICZ401
●	2,00	BASICZ402
●	3,00	BASICZ403
●	4,00	BASICZ404
●	5,00	BASICZ405
●	1,00	BASICZ501
●	2,00	BASICZ502
●	3,00	BASICZ503
●	4,00	BASICZ504

Clé d'insertion référence MABA100/MABA110.



Pilier Basic inclus avec applicateur en plastique à base de polyoxyméthylène stérilisable (Tecaform AH-POM-C).
Angulation du cône de 18°. Angulation entre piliers de 36°.

Pilier Basic




Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,00	BASICZ201N
●	2,00	BASICZ202N
●	3,00	BASICZ203N
●	4,00	BASICZ204N
●	1,00	BASICZ401N
●	2,00	BASICZ402N
●	3,00	BASICZ403N
●	4,00	BASICZ404N
●	1,00	BASICZ501N
●	2,00	BASICZ502N
●	3,00	BASICZ503N
●	4,00	BASICZ504N

Clé d'insertion référence MABA100/MABA110.



Pilier Basic avec applicateur

Pilier de cicatrisation Basic




Système	Hauteur (H)	Référence
Basic	5,00	BAHAEX34

Anodisé ■ RP



Pilier d'empreinte Basic



Système	Hauteur (H)	Référence
Basic	8,00	BATC134

Anodisé ■ RP



Non rotative


Système	Hauteur (H)	Référence
Basic	8,00	BATN134

Anodisé ■ RP



Vis pour tous les piliers d'empreinte Basic incluse.

Analogue Basic



Système	Longueur (L)	Référence
Basic	13,00	BAIAEX34



Non rotative

Système	Longueur (L)	Référence
Basic	13,00	BAIANEX34





Analogue Basic 3D

Système	Longueur (L)	Référence
Basic	13,00	BAIAEX34D



Compléments

Vis clinique Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	4,30	BDSEI3400

Anodisé  RP



Vis clinique Kiran Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	4,30	BDSEI3410



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface.

Vis de laboratoire Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	5,50	BDSEI3401



Vis NON adaptée à une utilisation comme vis clinique définitif.



Vis clinique Kiran Tx30 Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	4,10	BDSEI34TX



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface.



Pilier provisoire Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	8,50	BARUT10

Anodisé  RP



Pilier provisoire Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	8,50	BARUP34





Non rotative

Système	Longueur (L)	Référence
Basic	8,50	BANUP34





UCLA Basic

		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	9,00	BARUEX34



Pilier base usinée Basic + Pilier calcinable


		
Système	Longueur (L)	Référence
Basic	11,00	BBRU34



Non rotative

Système	Longueur (L)	Référence
Basic	11,00	BBNU34



DIGITAL CAD-CAM
Scanbody ZiaCam à pilier Basic

Rotatif

Système	Longueur (L)	Référence
Basic	8,70	FNSYB11T


Non rotatif

Système	Longueur (L)	Référence
Basic	8,70	FNSYB11NT



Indiqué pour clinique.

Vis référence BDSEI3401 pour tous les Scanbody ZiaCam à pilier Basic.

Ti-Base ZiaCam sur Basic

Rotatif

Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
Basic	0,30/6,70	BFRU341


Non rotatif

Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
Basic	0,30/6,70	BFNU341



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface incluse, référence BDSEI3410, pour tous les Ti-Base ZiaCam sur Basic.

Ti-Base ZiaCam Tx30 sur Basic

Rotatif

Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
Basic	0,30/5,70	BFRU341TX


Non rotatif


Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
Basic	0,30/5,70	BFNU341TX



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface incluse, référence BDSEI34TX, pour tous les Ti-Base ZiaCam Tx30 sur Basic.

Réhabilitations avec transépithélieux


■ XDrive | Séquence de démonstration de l'utilisation



Pour obtenir de plus amples informations sur l'utilisation des compléments, veuillez consulter le « Manuel de procédures prothétiques » disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca



Pilier droit XDrive




Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	1,00	XST00Z10
●	2,00	XST00Z20
●	3,00	XST00Z30
●	4,00	XST00Z40
●	5,00	XST00Z50
●	1,00	XST10Z10
●	2,00	XST10Z20
●	3,00	XST10Z30
●	4,00	XST10Z40
●	5,00	XST10Z50
●	1,00	XST20Z10
●	2,00	XST20Z20
●	3,00	XST20Z30
●	4,00	XST20Z40
●	5,00	XST20Z50

Pilier angulé 17° XDrive



Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	2,00	XA200Z17
●	3,00	XA300Z17
●	4,00	XA400Z17
●	5,00	XA500Z17
●	2,00	XA210Z17
●	3,00	XA310Z17
●	4,00	XA410Z17
●	5,00	XA510Z17
●	2,00	XA220Z17
●	3,00	XA320Z17
●	4,00	XA420Z17
●	5,00	XA520Z17

Pilier angulé 30° XDrive



Platéf.	Hauteur (H)	Référence
●	3,00	XA300Z30
●	4,00	XA400Z30
●	5,00	XA500Z30
●	3,00	XA310Z30
●	4,00	XA410Z30
●	5,00	XA510Z30
●	3,00	XA320Z30
●	4,00	XA420Z30
●	5,00	XA520Z30



Positionneur métallique en acier inoxydable et vis inclus pour tous les piliers angulés XDrive.

Clé d'insertion référence MABA200/MABA210.




Pilier XDrive inclus avec applicateur en plastique à base de polyoxyméthylène (Tecaform AH-POM-C).

Angulation du cône de 21°. Angulation entre piliers de 42°.



Pilier XDrive avec applicateur

Pilier de cicatrisation XDrive




Système	Hauteur (H)	Référence
XDrive	5,00	XH103400

Anodisé ■ RP



Pilier d'empreinte XDrive




Système	Hauteur (H)	Référence
XDrive	10,50	XT103411

Anodisé ■ RP



Vis incluse.

Analogue XDrive



Système	Longueur (L)	Référence
XDrive	13,00	XIA103400




Analogue XDrive 3D

Système	Longueur (L)	Référence
XDrive	13,00	XIA103400D



Compléments

Vis clinique XDrive




Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	3,50	XDS103410

Anodisé ■ RP



Vis clinique Kiran XDrive




Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	3,50	XDS103411



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface.

Vis de laboratoire Basic




Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	5,10	XLB103410



Vis NON adaptée à une utilisation comme vis clinique définitif.

Vis clinique Kiran Tx30 XDrive




Pour Ti-Base ZiaCam ou armature métallique

Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	3,50	XDS3411TX



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface.

Pilier provisoire XDrive




Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	9,50	XST3410

Anodisé ■ RP




Pilier provisoire XDrive



Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	9,50	XSP3410



UCLA XDrive



Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	8,00	XRU103400




Pilier base usinée XDrive + Pilier calcinable



Système	Longeur (L)	Référence
XDrive	11,00	XBRU34



Pilier Kirator XDrive




Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
XDrive	3,00/4,30	XLO3400

Pilier Kirator avec traitement de surface doré.



XDrive

DIGITAL CAD-CAM
Scanbody ZiaCam à pilier XDrive


Système	Longueur (L)	Référence
XDrive	8,70	FNSYX11T



Indiqué pour clinique.

Vis référence XLB103410 pour tous les Scanbody ZiaCam sur pilier XDrive.

Ti-Base ZiaCam XDrive


Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
XDrive	0,15/6,70	XFRU341



Vis spéciale Kiran avec traitement de surface incluse, référence XDS103411.

Ti-Base ZiaCam Tx30 XDrive


Système	Hauteur (Hg/Ht)	Référence
XDrive	0,15/5,70	XFRU341TX



Vis spéciale Kiran Tx30 avec traitement de surface incluse, référence XDS3411TX.

Tableau des couples de serrage pour les compléments

Élément/Complément	Instrument/Outil	Couple de serrage
Vis de fermeture/Piliers de cicatrisation	Tournevis hex. 1,25 mm	Manuel
Vis de piliers d'empreinte	Tournevis hex. 1,25 mm	Manuel
Vis de laboratoire	Tournevis hex. 1,25 mm	Manuel
Vis cliniques directes sur implant	Tournevis hex. 1,25 mm	30 Ncm
Vis cliniques Kiran directes sur implant	Tournevis hex. 1,25 mm	30 Ncm
Piliers Basic/XDrive	Llaves de inserción: MABA100/MABA110/MABA200/MABA210	30 Ncm
Vis cliniques sur Basic	Tournevis hex. 1,25 mm	25 Ncm
Vis cliniques Kiran sur Basic	Tournevis hex. 1,25 mm	25 Ncm
Vis cliniques sur XDrive	Tournevis hex. 1,25 mm	20 Ncm
Vis cliniques Kiran sur XDrive	Tournevis hex. 1,25 mm	20 Ncm
Scanbody ZiaCam + Vis	Tournevis hex. 1,25 mm	Manuel
Piliers Kirator	Clés d'insertion : LOSD01/LOSD02	30 Ncm
Piliers ZM-Equator	Tournevis hex. 1,25 mm	30 Ncm
Pilier/Vis Tx30 (Rotation variable)	Tournevis Torx Tx30	30 Ncm


ATTENTION !

Le dépassement du couple de serrage recommandé pour les vis et les piliers compromet la réhabilitation prothétique et peut endommager la structure de l'implant.



Pour la mise en charge immédiate : NE PAS serrer manuellement, fixer avec le couple final.

Lors de l'utilisation d'un tournevis ou d'un adaptateur pour contre-angle (CA), ne pas dépasser la vitesse maximale de 25 tr/min.



ZiNici[®]MT

Instruments
chirurgicaux



Instruments chirurgicaux

Cassette de chirurgie Zinic® MT



■ Compositions disponibles des cassettes Zinic® MT

Platef.	Contenu	Référence
	Vide	BOX441
●	Essentielle manuelle/CA. Clé à cliquet chirurgicale	BOX410ZSM
●	Essentielle manuelle/CA. Clé à cliquet dynamométrique	BOX410ZSMK
●	Complète. Clé à cliquet chirurgicale	BOX410ZCM
●	Complète. Clé à cliquet dynamométrique	BOX410ZCMK



Matériau : Radel.

Veillez à ce que la cassette ne touche pas les parois de l'autoclave afin d'éviter tout dommage.



■ Contenu de las cajas quirúrgicas

Référence	Description	BOX410ZSM	BOX410ZSMK	BOX410ZCM	BOX410ZCMK
SID001M	Fraise lance. Ø 2,00 mm. Millimétré. CA	●	●	●	●
OSPD20M	Fraise pilote. Ø 1,60/2,00 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD28M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,00/2,50/2,80 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD31M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,20/2,70/3,10 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD34M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,40/2,90/3,40 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD38M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,60/3,30/3,80 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD41M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,70/3,50/4,10 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OTD01CZ	Fraise corticale. Ø 3,30 mm. CA.	●	●	●	●
OTD01ST	Fraise corticale. Ø 3,60/Ø4,00 mm. CA.	●	●	●	●
OTD02ST	Fraise corticale. Ø 4,80 mm. CA.	●	●	●	●
CLD34	Fraise chirurgicale crestale. Ø 4,10 mm. CA.			●	●
CLD50	Fraise chirurgicale crestale. Ø 5,10 mm. CA.			●	●
PMT1	Pin paralléliseur. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
PMT2	Pin paralléliseur. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD160	Butée de fraise calibrée. 1. H6 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD170	Butée de fraise calibrée. 1. H7 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD185	Butée de fraise calibrée. 1. H8, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD110	Butée de fraise calibrée. 1. H10 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD115	Butée de fraise calibrée. 1. H11, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD113	Butée de fraise calibrée. 1. H13 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD114	Butée de fraise calibrée. 1. H14, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD260	Butée de fraise calibrée. 2. H6 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD270	Butée de fraise calibrée. 2. H7 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD285	Butée de fraise calibrée. 2. H8, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD210	Butée de fraise calibrée. 2. H10 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD215	Butée de fraise calibrée. 2. H11, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD213	Butée de fraise calibrée. 2. H13 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD214	Butée de fraise calibrée. 2. H14, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
MTAP33MC	Taraud chirurgical. Ø 3,30 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP36MC	Taraud chirurgical. Ø 3,60 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP40MC	Taraud chirurgical. Ø 4,00 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP44MC	Taraud chirurgical. Ø 4,40 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP48MC	Taraud chirurgical. Ø 4,80 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MUR10MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 1,60/2,00 mm. Millimétré. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
MUR20MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 1,80/2,50 mm. Millimétré. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
MUR30MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 2,15/3,30 mm. Millimétré. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
MUR40MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 2,50/3,70 mm. Millimétré. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
TSMIN	Clé d'insertion ZPlus. Courte. Clé à cliquet	●	●	●	●
TLMIN	Clé d'insertion ZPlus. Longue. Clé à cliquet	●	●	●	●
01MMIN	Clé d'insertion ZPlus. Courte. CA.	●	●	●	●
LMZ	Clé d'insertion Zinic®. Longue. Clé à cliquet	●	●	●	●
SMZ1	Clé d'insertion Zinic®. Courte. Clé à cliquet	●	●	●	●
MMZ	Clé d'insertion Zinic®. Courte. CA.	●	●	●	●
MMZ1	Clé d'insertion Zinic®. Courte. CA.	●	●	●	●
DEXT10	Prolongateur de fraises	●	●	●	●
MESD	Pointe de tournevis Ø 1,25 mm. CA	●	●	●	●
LMSD	Tournevis chirurgical Ø 1,25 mm. Longue. Manuel	●	●	●	●
SMSD	Tournevis chirurgical Ø 1,25 mm. Court. Manuel	●	●	●	●
01MOHW	Clé d'arrêt ZPlus. Manuel	●	●	●	●
RATC50	Clé à cliquet d'implants. Manuel	●		●	
TORK50	Clé à cliquet dynamométrique réglable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm		●		●

ZINIC[®]MT



Instruments chirurgicaux

Cassette de chirurgie Zinic® MT · ZM1



■ Compositions disponibles des cassettes Zinic® MT · ZM1

Platef.	Contenu	Référence
	Vide	BOX421
● ●	Essentielle manuelle/CA. Clé à cliquet chirurgicale	BOX411SM
● ●	Essentielle manuelle/CA. Clé à cliquet dynamométrique	BOX411SMK
● ●	Complète. Clé à cliquet chirurgicale	BOX411CM
● ●	Complète. Clé à cliquet dynamométrique	BOX411CMK



Matériau : Radel

Veuillez à ce que la cassette ne touche pas les parois de l'autoclave afin d'éviter tout dommage.



■ Contenu des cassettes chirurgicales

Référence	Description	BOX4TISM	BOX4TISMK	BOX4TICM	BOX4TICMK
SID001M	Fraise lance. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSPD20M	Fraise pilote. Ø 1,60/2,00 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD28M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,00/2,50/2,80 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD31M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,20/2,70/3,10 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD34M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,40/2,90/3,40 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD38M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,60/3,30/3,80 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OSTD41M	Fraise chirurgicale étagée. Ø 2,70/3,50/4,10 mm. Millimétré. CA.	●	●	●	●
OTD01CZ	Fraise corticale. Ø 3,30 mm. CA.	●	●	●	●
OTD01ST	Fraise corticale. Ø 3,60/Ø4,00 mm. CA.	●	●	●	●
OTD02ST	Fraise corticale. Ø 4,80 mm. CA.	●	●	●	●
OTD01CA	Fraise corticale. Ø 3,30 mm. CA.	●	●	●	●
OTD01CA	Fraise corticale. Ø 3,60/Ø4,00 mm. CA.	●	●	●	●
OTD02CA	Fraise corticale. Ø 4,40 mm. CA.	●	●	●	●
OTD03CA	Fraise corticale. Ø 4,80 mm. CA.	●	●	●	●
CLD34	Fraise chirurgicale crestale. Ø 4,10 mm. CA.			●	●
CLD50	Fraise chirurgicale crestale. Ø 5,10 mm. CA.			●	●
PMT1	Pin paralléliseur. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
PMT2	Pin paralléliseur. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD160	Butée de fraise calibrée. 1. H6 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD170	Butée de fraise calibrée. 1. H7 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD185	Butée de fraise calibrée. 1. H8, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD110	Butée de fraise calibrée. 1. H10 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD115	Butée de fraise calibrée. 1. H11, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD113	Butée de fraise calibrée. 1. H13 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD114	Butée de fraise calibrée. 1. H14, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD260	Butée de fraise calibrée. 2. H6 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD270	Butée de fraise calibrée. 2. H7 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD285	Butée de fraise calibrée. 2. H8, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD210	Butée de fraise calibrée. 2. H10 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD215	Butée de fraise calibrée. 2. H11, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD213	Butée de fraise calibrée. 2. H13 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
ZMPD214	Butée de fraise calibrée. 2. H14, 5 mm. Titane de grade 5 ELI			●	●
MTAP33MC	Taraud chirurgical. Ø 3,30 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP36MC	Taraud chirurgical. Ø 3,60 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP40MC	Taraud chirurgical. Ø 4,00 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP44MC	Taraud chirurgical. Ø 4,40 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MTAP48MC	Taraud chirurgical. Ø 4,80 mm. Millimétré. Clé à cliquet	●	●	●	●
MUR10MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 1,60/2,00 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
MUR20MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 1,80/2,50 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
MUR30MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 2,15/3,30 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
MUR40MT	Sonde/Paralléliseur. Ø 2,50/3,70 mm. Millimétrée. Manuel. Titane de grade 5 ELI			●	●
TSMIN	Clé d'insertion ZPlus. Courte. Clé à cliquet	●	●	●	●
TLMIN	Clé d'insertion ZPlus. Longue. Clé à cliquet	●	●	●	●
O1MMIN	Clé d'insertion ZPlus. Courte. CA.	●	●	●	●
LMZ	Clé d'insertion Zinic®. Longue. Clé à cliquet	●	●	●	●
SMZ1	Clé d'insertion Zinic®. Courte. Clé à cliquet	●	●	●	●
MMZ	Clé d'insertion Zinic®. Courte. CA.	●	●	●	●
MMZ1	Clé d'insertion Zinic®. Courte. CA.	●	●	●	●
SMEX20	Clé d'insertion ZM4. Clé à cliquet	●	●	●	●
SMEX34	Clé d'insertion ZM4. Clé à cliquet	●	●	●	●
SMEX50	Clé d'insertion ZM4. Clé à cliquet	●	●	●	●
MMEX20	Clé d'insertion ZM4. CA.	●	●	●	●
MMEX34	Clé d'insertion ZM4. CA.	●	●	●	●
MMEX50	Clé d'insertion ZM4. CA.	●	●	●	●
DEXT10	Prolongateur de fraises	●	●	●	●
MESD	Pointe de tournevis Ø 1,25 mm. CA.	●	●	●	●
LMSD	Tournevis chirurgical Ø 1,25 mm. Longue. Manuel	●	●	●	●
SMSD	Tournevis chirurgical Ø 1,25 mm. Court. Manuel	●	●	●	●
O1MOHW	Clé d'arrêt ZPlus. Manuel	●	●	●	●
RATC50	Clé à cliquet d'implants. Manuel			●	●
TORK50	Clé à cliquet dynamométrique réglable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm	●			●

ZINIC[®]MT



Instruments chirurgicaux

FRAISES CHIRURGICAUX

Fraise lance



Platéf.	Diamètre (Ø)	Longeur (L)	Référence
●●●	2,00	16,30	SID001M

Millimétrée : 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



Fraise pilote



Platéf.	Diamètre (Ø)	Longeur (L)	Référence
●●●	1,60/2,00	17,50	OSPD20M

Millimétrée : 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



Fraise chirurgicale étagée



Platéf.	Diamètre (Ø)	Longeur (L)	Référence
●	2,00/2,80	17,50	OSTD28M
●	2,20/3,10	17,50	OSTD31M
●	2,40/3,40	17,50	OSTD34M
●	2,60/3,80	17,50	OSTD38M
●	2,70/4,10	17,50	OSTD41M

Millimétrée : 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



Fraise corticale




Platéf.	Diamètre (Ø)	Référence
●	3,30	OTD01CZ
●	3,80	OTD01ST
●	4,80	OTD02ST



Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation de la fraise corticale dans le protocole chirurgical de fraisage.

Fraise chirurgicale crestale




Platéf.	Diamètre (Ø)	Référence
Universel	4,10	CLD34
	5,10	CLD50



PIN

Pin paralléliseur



Platéf.	Diamètre (Ø)	Longeur (L)	Référence
●	3,95	11,00	PMT1
●●	4,50	11,00	PMT2

Anodisé ● NP ● RP/WP



BUTÉES

Butée de fraise calibrée



Platéf.	Type	Longeur (L) Implant	Référence
●	1	6,00	ZMPD160
		7,00	ZMPD170
		8,50	ZMPD185
		10,00	ZMPD110
		11,50	ZMPD115
		13,00	ZMPD113
●●	2	14,50	ZMPD114
		6,00	ZMPD260
		7,00	ZMPD270
		8,50	ZMPD285
		10,00	ZMPD210
		11,50	ZMPD215
●●	2	13,00	ZMPD213
		14,50	ZMPD214
Pack *	--	--	KZMPD100

* Pack complet 14 butées calibrées.



TARAUDS

Taraud chirurgical. CA/Manuel



Platéf.	Diamètre (Ø)	Référence
●	3,30	MTAP33MC
●	3,60	MTAP36MC
●	4,00 *	MTAP40MC
●	4,40 *	MTAP44MC
●	4,80 *	MTAP48MC

Millimétrée : 8,5/10/11,5/13/14,5

* Millimétrée : 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation du taraud dans le protocole chirurgical de fraisage.

SONDES

Sonde/Paralléliseur




Platéf.	Diamètres (Ø1-Ø2)	Longeur (L)	Référence
	1,60/2,00	26,00	MUR10MT
	2,00/2,80	25,50	MUR20MT
	2,20/3,10	24,50	MUR30MT
	2,40/3,40	24,50	MUR40MT

Millimétrée : 6/7/8,5/10/11,5/13/14,5



CLÉS

Clé d'insertion ZPlus. Clé à cliquet



Platéf.	Longeur (L)	Référence
ZPlus	3,10/Mini	XSMIN *
	5,60/Courte	TSMIN
	10,60/Longue	TLMIN

● Hexagonal 2,4 mm / ■ Carré 4x4 mm



* La référence XSMIN N'est PAS incluse dans la cassette de chirurgie.

Clé d'insertion ZPlus. CA




Platéf.	Longeur (L)	Référence
ZPlus	15,90	01MMIN
	23,90	02MMIN *

● Hexagonal 2,4 mm



* La référence 02MMIN N'est PAS incluse dans la cassette de chirurgie.

Clé d'insertion Zinic®. Clé à cliquet



Platéf.	Longeur (L)	Référence
	5,00/Courte	SMZ *
	15,00/Longue	LMZ
	5,00/Courte	SMZ1
	15,00/Longue	LMZ1 *

● Hexagonal NP 2,10 mm

● Hexagonal RP/WP 2,42 mm

■ Carré 4x4 mm



* Les références SMZ/LMZ NE sont PAS incluses dans la cassette de chirurgie.

Clé d'insertion Zinic®. CA



Platéf.	Longeur (L)	Référence
	19,50/Courte	MMZ
	27,50/Longue	MMZA *
	19,50/Courte	MMZ1
	27,50/Longue	MMZ1A *


● Hexagonal NP 2,10 mm.

● Hexagonal RP/WP 2,42 mm.



* Les références MMZA/MMZ1A NE sont PAS incluses dans la cassette de chirurgie.

Prolongateur de fraises



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	12,00	DEXT10



Instruments chirurgicaux

TOURNEVIS

Pointe de tournevis. CA



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	20,00/Courte	MESD01
	25,00/Longue	MESD

● Hexagonal 1,25 mm



Tournevis chirurgical. Manuel



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	2,80/Mini	XSMSD
	9,50/Courte	SMSD
	14,50/Longue	LMSD
	27,00/Extralongue	XLMSD

● Hexagonal 1,25 mm



Clé d'arrêt ZPlus




Platéf.	Longeur (L)	Référence
ZPlus	90,00	01MOHW

● Hexagonal 2,4 mm



CLÉS À CLIQUET

Clé à cliquet d'implants




Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	69,80	RATC50

■ Carré 4x4 mm



Clé à cliquet dynamométrique réglable



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	86,80	TORK50


■ Carré 4x4 mm



Instruments complémentaires

ADAPTATEURS

Prolongateur pour clé à cliquet



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	7,20	LAEX

■ Carré 4x4 mm



NON inclus dans la cassette de chirurgie.

Adaptateur de clé à cliquet sur CA



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	7,20	MAEX

■ Carré 4x4 mm



NON inclus dans la cassette de chirurgie.

MOUNT IMPLANTS

Mount implants. Clé à cliquet




Platéf.	Longeur (L)	Référence
● ●	15,70	MOUNT1
● ●	15,70	MOUNT2



NON inclus dans la cassette de chirurgie.

KIT D'ESSAYAGE DE LABORATOIRE

Kit d'essai de laboratoire



Platéf.	Hauteur (H)	Référence
● ●	3,65	ZLAB20
● ●	3,65	ZLAB34




Ce produit ne remplace pas le contrôle de la planification du cas clinique.

NON inclus dans la cassette de chirurgie.

GABARIT RADIOLOGIQUE

Gabarit radiologique Zinic® MT



Platéf.	Model	Référence
● ● ●	Zinic® MT	PRADIO80

Échelles 1:1 et 1:1,25

Matériau : acétate transparent. Élément non stérilisable.

Consultez la bibliographie disponible à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca





ZiNICTM

Instruments
prothétiques



Instruments prothétiques

Cassette de prothèse




■ Compositions disponibles des cassettes prothétiques

Contenu	Référence
Vide	BOXPN
Essentielle	BOXPSN
Complète	BOXPCN

134°
SSS

Matériau : Radel.

Veuillez à ce que la cassette ne touche pas les parois de l'autoclave afin d'éviter tout dommage.




■ Contenu des cassettes prothétiques

Référence	Description	BOXPSN	BOXPCN
LOSD01	Clé d'insertion Kirator. Clé à cliquet	●	●
MABA100	Clé d'insertion XDrive. Courte. Clé à cliquet. Titane de grade 5 ELI	●	●
MABA200	Clé d'insertion Basic. Courte. Clé à cliquet. Titane de grade 5 ELI	●	●
MADW10	Poignée de tournevis. 4 x 4. Manuel	●	●
SMSD1	Pointe de tournevis. Ø 1,25 mm. Courte. Clé à cliquet	●	●
LMSD1	Pointe de tournevis. Ø 1,25 mm. Longue. Clé à cliquet	●	●
XLMSD1	Pointe de tournevis. Ø 1,25 mm. Extralongue. Clé à cliquet		●
MESD	Pointe de tournevis. Ø 1,25 mm. Longue. CA	●	●
MESD01	Pointe de tournevis. Ø 1,25 mm. Courte. CA	●	●
MESD1TX	Pointe de tournevis Tx30. Longue. CA	●	●
LMSD1TX	Pointe de tournevis Tx30. Longue. Clé à cliquet	●	●
EDSZ20	Vis d'extraction ZPlus Zinic®. NP. Titane de grade 5 ELI		●
EDSZ34	Vis d'extraction ZPlus Zinic®. RP/WP. Titane de grade 5 ELI		●
EDSG34 *	Vis extracteur piliers. Galaxy/ZV2. RP. Titane de grade 5 ELI		●
EDSG50 *	Vis extracteur piliers. ZV2. WP. Titane de grade 5 ELI		●
TORK50	Clé à cliquet dynamométrique réglable. 10/20/30/40/50/60/70 Ncm	●	●

* Produit non inclus dans le système Zinic® MT.

CLÉS

Clé d'insertion Kirator




Système	Longueur (L)	Référence
Kirator	13,60/Clé à cliquet/Manuelle 20,00/CA	LOSD01 LOSD02 *

◆ Carré 2,11 mm / ■ Carré 4x4 mm



* La référence LOSD02 N'est PAS incluse dans la cassette de prothèse.

Clé d'insertion Basic. Clé à cliquet




Système	Longueur (L)	Référence
Basic	5,00/Courte 13,00/Longue	MABA100 MABA110 *

◆ Basic / ■ Carré 4x4 mm



* La référence MABA110 N'est PAS incluse dans la cassette de prothèse.

Clé d'insertion XDrive. Clé à cliquet



Système	Longueur (L)	Référence
XDrive	6,00/Courte 13,00/Longue	MABA200 MABA210 *

○ XDrive / ■ Carré 4x4 mm



* La référence MABA210 N'est PAS incluse dans la cassette de prothèse.

TOURNEVIS

Poignée de tournevis




Platef.	Longueur (L)	Référence
Universel	15,50	MADW10

■ Carré 4x4 mm



Pointe de tournevis. Clé à cliquet



Platef.	Longueur (L)	Référence
Universel	9,50/Courte 14,50/Longue 27,00/Extralongue	SMSD1 LMSD1 XLMSD1

■ Carré 4x4 mm



Pointe de tournevis. CA



Platef.	Longueur (L)	Référence
Universel	20,00/Courte 25,00/Longue	MESD01 MESD



Pointe de tournevis Tx30. CA



Système	Longueur (L)	Référence
Tx30	26,00/Courte 32,00/Longue	MESD01TX * MESDTX



Ne pas dépasser 30 Ncm car cela peut endommager gravement le tournevis et la vis.

* La référence MESD01TX N'est PAS incluse dans la cassette de prothèse.

Pointe de tournevis Tx30. Clé à cliquet



Système	Longueur (L)	Référence
Tx30	12,00/Courte 18,00/Longue	SMSD1TX * LMSD1TX


■ Carré 4x4 mm



Ne pas dépasser 30 Ncm car cela peut endommager gravement le tournevis et la vis.

* La référence SMSD1TX N'est PAS incluse dans la cassette de prothèse.

Tournevis prothétique Tx30. Manuel



Système	Longueur (L)	Référence
Tx30	12,00/Courte 18,00/Longue	SMSD1TX * LMSD1TX *



Ne pas dépasser 30 Ncm car cela peut endommager gravement le tournevis et la vis.

* Les références SMSD1TX/LMSD1TX NE sont PAS incluses dans la cassette de prothèse.

Prosthetic instruments

VIS EXTRACTEUR

Vis d'extraction ZPlus



Platéf.	Longeur (L)	Référence
● ● ●	23,30	EDSZ20
● ● ●	23,70	EDSZ34

Anodisé ● NP ● RP/WP



Vis extracteur piliers Galaxy/ZV2



Platéf.	Longeur (L)	Référence
■ ■ ■	23,30	EDSG34 *
■ ■ ■	25,50	EDSG50 *


Anodisé ■ RP ■ WP



* Produit non inclus dans le système Zinic® MT.

CLÉS À CLIQUET

Clé à cliquet dynamométrique réglable



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	86,80	TORK50

■ Carré 4x4 mm



Instruments complémentaires

Adaptateur de CA sur clé à cliquet




Platéf.	Longeur (L)	Référence
Universel	12,00	MC10Z

■ Carré 4 x 4 mm



NON inclus dans la cassette de prothèse.

Poignée d'insertion des rétentions + Extracteur




Platéf.	A Longeur (L)	B Longeur (L)	Référence
Kirator	81,50	110,40	MBEI3610
ZM-Equator			



NON inclus dans la cassette de prothèse.

Inséreur des rétentions



Platéf.	Longeur (L)	Référence
Kirator	32,00	MBEI3602
ZM-Equator	32,00	MBEI3603



Inséreurs pour coiffes en plastique Kirator/ZM-Equator
NON inclus dans la cassette de prothèse.

Joins de rétention instrumentale



Platéf.	Mesures	Référence
Universel	2x1	RREI0030

Pack de 10 unités.

Protocole
chirurgical
simplifié




Protocole chirurgical simplifié

Caractéristiques du système de fraisage Zinic® MT


■ Système de fraises Ziacom®

Les fraises des systèmes d'implants Ziacom® sont en acier inoxydable. Le marquage laser sur la tige des fraises permet de déterminer leur diamètre majeur et mineur et leur longueur, et la bande horizontale du marquage laser sur la partie active représente les différentes longueurs des implants (fraises millimétrées). La longueur de la pointe de la fraise est de 0,5 mm et n'est pas incluse dans les mesures des différents marquages laser.




■ Tarauds Ziacom®

Des tarauds pour contre-angle sont disponibles. Le marquage laser sur la tige des tarauds permet de déterminer leur diamètre et la bande horizontale du marquage laser sur la partie active représente les différentes longueurs.




■ Sonde

Vérifier la profondeur du site chirurgical, surtout si des butées de fraise ne sont pas utilisées. Pour vérifier l'axe du site chirurgical, les paralléliseurs ont des diamètres différenciés selon la séquence de fraisage.



■ Clés d'insertion courtes et longues pour clé à cliquet et contre-angle


Les clés d'insertion pour contre-angle ou clé à cliquet ont été conçues pour transporter l'implant depuis sa fiole No Mount jusqu'au site chirurgical en vue de son insertion.



Protocole de fraisage - ZPlus / Ziacom® No Mount


Rotation
 Irrigation requise
 Diamètre fraise
 Couple de serrage

Les vitesses détaillées sont celles recommandées



FRAISAGE CORTICAL

Lorsque **CORTICAL** est indiqué dans le protocole, il est recommandé de fraiser à la longueur correspondant à l'épaisseur de la corticale osseuse, en fonction du cas clinique.



UTILISATION DE LA FRAISE CORTICALE


L'utilisation de la corticale est obligatoire lorsqu'elle est indiquée dans le protocole et dépend du type d'os.

Protocole chirurgical simplifié

Protocole de fraisage - ZPlus / Ziacom® No Mount

Rotation Irrigation requise Diamètre fraise Couple de serrage

Les vitesses détaillées sont celles recommandées



FRAISAGE CORTICAL

Lorsque **CORTICAL** est indiqué dans le protocole, il est recommandé de fraisage à la longueur correspondant à l'épaisseur de la corticale osseuse, en fonction du cas clinique.

UTILISATION DE LA FRAISE CORTICALE ET DE LA CLÉ À CLIQUET

L'utilisation de la fraise corticale et du taraud est obligatoire lorsqu'elle est indiquée dans le protocole et elle dépend du type d'os.

Insertion de l'implant - ZPlus

■ Insertion

Insertion

XSMIN / TSMIN
TLMIN / TMMINX
O2MMIN

■ Démontage du Mount *

Point d'insertion où il faut le démonter selon le type d'os

Type I À 1/2 d'insertion
Type II À 3/4 d'insertion
Type III À 4/5 d'insertion
Type IV Avec insertion complète

Recommandations sur le Mount ZPlus

En cas de grippage ou de soudure à froid du ZPlus sur l'implant après son insertion, évitez de manipuler le Mount avec des instruments d'une manière qui pourrait nuire à sa stabilité primaire. Utilisez exclusivement la vis d'extraction Ziacom® de la référence EDSZ20 (NP) ou EDSZ34 (RP/WP).

En insérant la vis d'extraction (avec un tournevis de 1,25 mm et un couple manuel) dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient un contact attendu de son apex avec l'implant, ce qui déverrouille le Mount et le libère pour le retrait.

Extraction de la vis

Verrouillez le ZPlus Enlevez la vis

Une fois la vis enlevée, retirez le ZPlus manuellement

REF: SMSD/LMSD avec 01MOHW

IMPORTANT : dans le cas où le ZPlus est retenu avec l'implant, utilisez la vis d'extraction pour en faciliter le retrait : avec la plateforme NP, utilisez la référence EDSZ20, et avec RP/WP, utilisez la référence EDSZ34

■ Insertion directe

Insertion

SMZ / LMZ (NP) ●
MMZ / MMZA (NP) ●

SMZ1 / LMZ1 (RP/WP) ●
MMZ1 / MMZ1A (RP/WP) ●

Insertion de l'implant - Ziacom® No Mount


■ Sur Ziacom® No Mount

Les implants Ziacom® sont disponibles sans transporteur. Ce format de plaquette thermoformée permet aux implantologues de retirer aisément l'implant de la fiole et de le placer dans le site chirurgical avec un instrument direct en une seule étape, ce qui permet de gagner du temps pendant l'intervention. L'implant sans transporteur facilite l'instrumentation dans les espaces confinés et permet une meilleure visibilité du champ de travail.

Les nouvelles clés d'insertion Zinic® directe sur l'implant référence SMZ/LMZ/MMZ/MMZA (NP) et SMZI/LMZI/MMZI/MMZIA (RP/WP) sont dotées d'un dispositif de centrage sur la partie de serrage pour éviter d'endommager la connexion et d'une rondelle sur l'extrémité active pour assurer une fonction rapide et sûre de transport de l'implant vers le site chirurgical.



■ Insertion directe




- Insertion**
- SMZ / LMZ (NP) ●
 - MMZ / MMZA (NP) ●
 - SMZI / LMZI (RP/WP) ●●
 - MMZI / MMZIA (RP/WP) ●●

■ Pose crestale

La plateforme des implants Ziacom® doit être placée au niveau de la crête osseuse.

Position sous-crestale
RECOMMANDÉE



■ Types d'os

Classification de Lekholm et Zarb (1985)



OS TYPE IV - OS MOU

- Corticale mince entourant l'os spongieux, pas très dense.



OS TYPE II et III - OS MOYEN

- Type II : os compact et large entourant l'os spongieux dense.
- Type III : la corticale mince entoure l'os spongieux dense.



OS TYPE I - OS DUR

- Elle est composée presque exclusivement d'os compact homogène.

Protocole chirurgical simplifié

Recommandations générales

À prendre en compte lors de l'intervention



Les fraises chirurgicales doivent être insérées dans le contre-angle, moteur chirurgical à l'arrêt, en veillant à ce que l'ancrage et la rotation soient corrects avant de commencer le fraisage. Traitez les fraises avec le plus grand soin : le moindre dommage aux embouts peut compromettre leur efficacité.



Chaque instrument doit être utilisé uniquement pour l'usage spécifique recommandé par le fabricant.




Les instruments endommagés doivent être éliminés conformément à la réglementation locale.




L'implantologue doit conserver dans la fiche patient l'une des étiquettes d'identification fournies avec le produit afin d'en assurer une bonne traçabilité.

Manipulation de la vis de fermeture



Retirez la vis de fermeture de sa fiole à l'aide du tournevis hexagonal, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Rapprochez-la de l'implant en évitant que la vis ne tombe et ne soit avalée accidentellement. Insérez-la dans l'implant jusqu'à sa fermeture, avec un couple de serrage manuel et dans le sens des aiguilles d'une montre.

Préparation à la deuxième phase chirurgicale



Pose du pilier de cicatrisation

Le pilier de cicatrisation doit correspondre à la plateforme de l'implant, en évaluant la possibilité d'appliquer la technique **platform switch** avec des piliers anatomiques, et être conforme à la hauteur du tissu gingival pour éviter l'occlusion du pilier. Une hauteur excessive pourrait soumettre l'implant à une charge prématurée, compromettant ainsi le processus d'ostéointégration.

MISES EN GARDE IMPORTANTES

Sur l'insertion de l'implant

Une compression excessive de l'os receveur peut entraîner la non-ostéointégration de l'implant.

Le non-respect des étapes décrites dans la séquence chirurgicale peut entraîner :

- Un manque de stabilité primaire dû à la perte de l'os de soutien.
- Des difficultés d'insertion de l'implant.

Le dépassement du couple (50 Ncm) lors de l'insertion de l'implant peut entraîner :

- Des déformations irréversibles de la connexion interne/externe.
- Des déformations irréversibles des instruments indiqués pour l'insertion de l'implant.
- Des difficultés à démonter l'ensemble instrument-implant.

Couple maximal d'insertion et de vitesse

Le couple d'insertion recommandé se situe entre **35 et 50 Ncm**, selon les cas, sans être limité à un seul couple.



Selon la densité et la qualité osseuse du site receveur, l'insertion de l'implant doit être effectuée avec un couple contrôlé.

Sans démonter son Mount, partiellement ou totalement, dans les **os de type III et IV respectivement**, avec un couple recommandé de **35 à 50 Ncm** pour éviter la déformation du Mount ou la soudure à froid avec l'implant.

En démontant son Mount et avec une clé directe sur l'implant, partiellement ou totalement, dans les **os de type II et I respectivement**, avec un couple de serrage recommandé de **35 à 50 Ncm** pour éviter la déformation de la connexion et une trop grande compression osseuse.

Instruments d'insertion ou tournevis en CA : utilisez une vitesse maximale de :



Implants Zinic® MT

Le protocole chirurgical Ziacom® établit la position crestantale de la plateforme de l'implant.

Pour éviter le stress cortical et la déformation de la clé et/ou de la connexion de l'implant, ainsi que le grippage du Mount, l'insertion avec un contre-angle (CA) doit respecter le régime maximal recommandé (**25 tr/min**) et le couple maximal indiqué (**50 Ncm**).

Lorsqu'on utilise une clé à cliquet non dynamométrique, il est nécessaire de surveiller la résistance pendant l'insertion. En cas de résistance, afin de libérer l'os des contraintes provoquées et de faciliter l'enfilage de la spire, il est recommandé d'extraire l'implant en deux tours et, après une pause de quelques secondes, de poursuivre l'insertion et de répéter ce processus autant de fois que nécessaire.

Avant d'utiliser le système Zinic® MT de Ziacom®, consultez toujours les protocoles chirurgicaux et prothétiques publiés dans ce catalogue, ainsi que les autres documents disponibles dans la rubrique « Bibliothèque » de notre site web www.ziacom.com/biblioteca qui font référence aux procédures, aux protocoles et au mode d'emploi.



Nettoyage,
désinfection
et stérilisation



Nettoyage, désinfection et stérilisation

Les protocoles décrits ci-dessous ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié pour le nettoyage, la désinfection et la stérilisation du matériel dentaire spécifié dans le présent document.

Instructions de nettoyage et de désinfection

Applicable aux instruments, aux cassettes chirurgicales et prothétiques et aux coiffes de rétention en plastique.

■ Démontage

1. Démontez* les instruments qui le nécessitent, par exemple les clés à cliquet manuelles, les fraises ou les butées de fraise.
2. Démontez les différents composants de la cassette chirurgicale ou prothétique pour les nettoyer correctement.

■ Nettoyage et désinfection

Pour la désinfection des instruments et des cassettes chirurgicales :

1. Plongez les instruments dans une solution détergente-désinfectante** indiquée pour les instruments dentaires afin de faciliter l'élimination des résidus biologiques qui y adhèrent. Si vous disposez d'un équipement à ultrasons***, vérifiez que le détergent-désinfectant est indiqué pour être utilisé avec un tel équipement.
2. Enlevez les résidus biologiques manuellement avec une brosse non métallique et un détergent à pH neutre.
3. Rincez abondamment à l'eau.
4. Pour le nettoyage des cassettes chirurgicales et prothétiques, utilisez toujours des détergents à pH neutre et des ustensiles non abrasifs afin de ne pas endommager les surfaces des cassettes.
5. Séchez le matériel avec des serviettes de cellulose jetables, ne laissant pas de fibres, ou avec de l'air comprimé.

Pour la désinfection des coiffes en plastique et du disque de protection :

1. Plongez-les pendant 10 minutes dans une solution de chlorure de benzalkonium pur.
2. Rincez à l'eau distillée.
3. Séchez les coiffes et le disque avant de les utiliser.

■ Inspection

1. Vérifiez que les instruments sont parfaitement propres ; si ce n'est pas le cas, répétez les étapes de nettoyage et de désinfection.
2. Jetez les instruments endommagés et remplacez-les pour la prochaine intervention.
3. Vérifiez que les instruments et les cassettes chirurgicales et prothétiques sont parfaitement secs avant de procéder à leur montage et à la stérilisation.

* Consultez les manuels de montage et démontage à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca.

** Suivez les instructions du fabricant du produit désinfectant pour déterminer les concentrations et les durées.

*** Suivez les instructions du fabricant de l'équipement à ultrasons pour déterminer la température, la concentration et les durées.

Instructions de stérilisation à l'autoclave à vapeur

Applicable aux implants orthodontiques, aux compléments, aux instruments et aux cassettes chirurgicales et prothétiques.

1. Insérez le matériel individuellement dans des sachets de stérilisation, puis fermez les sachets. Pour la stérilisation conjointe, placez les instruments dans la cassette chirurgicale correspondante, insérez la cassette dans un sachet de stérilisation et fermez le sachet.
2. Insérez les sachets à stériliser dans l'autoclave.
3. Stérilisez dans un autoclave à vapeur à 134°C/273°F (max. 137°C/276°F) pendant quatre minutes (minimum) et à une pression de 2 atm. Les clés à cliquet dynamométriques doivent être stérilisées en trois cycles de vide à 132°C/270°F pendant au moins 1 minute et 30 secondes et séchés sous vide pendant au moins 20 minutes.

Uniquement pour les États-Unis : Le cycle de stérilisation validé et recommandé aux États-Unis doit être effectué en autoclave à vapeur, à 132 °C/270 °F, pendant une durée minimale de 15 minutes et avec un temps de séchage d'au moins 15 à 30 minutes.

IMPORTANT :

Veillez à ce que la phase de séchage soit terminée pour éviter que les produits ne sortent mouillés.

Vérifiez l'équipement de stérilisation si le matériel ou les sachets de stérilisation sont mouillés en fin de stérilisation.

Effectuez l'entretien de l'autoclave à la fréquence établie et en prenant les mesures nécessaires, conformément aux instructions du fabricant.



Conservation des produits Ziacom®


- Conservez les produits dans leur emballage d'origine et dans un environnement sec et propre jusqu'au moment de leur utilisation.
- Après la stérilisation, conservez les produits dans les sachets de stérilisation fermés et dans un environnement sec et propre.
- Ne dépassez jamais les dates de péremption fixées par le fabricant des sachets de stérilisation.
- Suivez toujours les indications du fabricant des sachets de stérilisation.

Recommandations générales

- N'utilisez jamais du matériel endommagé ou sale et ne réutilisez jamais des produits destinés à un usage unique. L'utilisateur est responsable de l'application correcte des instructions décrites dans ce document.
- Faites attention aux éléments tranchants et coupants. Le port de gants est recommandé lors du nettoyage du matériel afin d'éviter des accidents lors de la manipulation.
- Suivez les consignes de sécurité données par le fabricant de l'agent désinfectant.
- La stérilité ne saurait être garantie si le sachet de stérilisation est ouvert, endommagé ou mouillé.
- Respectez toutes les phases du stérilisateur. Si le matériel de stérilisation ou les sachets de stérilisation présentent des traces d'eau ou d'humidité, vérifiez l'autoclave et recommencez la stérilisation.
- Les compléments et les implants orthodontiques sont fournis NON STÉRILISÉS et doivent toujours être stérilisés avant utilisation.
- Les instruments et les cassettes chirurgicales et prothétiques sont fournis NON STÉRILISÉS et doivent toujours être stérilisés avant utilisation, puis nettoyés et désinfectés.
- Les processus de stérilisation, de nettoyage et de désinfection détériorent progressivement les instruments. Inspectez soigneusement les instruments pour détecter tout signe de détérioration.
- Évitez tout contact entre les produits composés de matériaux différents (acier, titane, etc.) pendant les processus de nettoyage, de désinfection et de stérilisation.
- Pour l'entretien correct et la sécurité de ses produits, Ziacom Medical SL recommande de suivre ces instructions. Par conséquent, la société n'est pas responsable de l'effet que l'utilisation d'autres procédures de nettoyage, de désinfection et de stérilisation par l'utilisateur peut avoir sur les produits.

Consultez la dernière version des instructions de nettoyage, de désinfection et de stérilisation à l'adresse www.ziacom.com/biblioteca.





Veillez consulter les conditions générales de vente mises à jour sur notre site web www.ziacom.com.

Veillez vous référer à la disponibilité de chaque produit par pays.

Tous droits réservés. Aucune partie de cette documentation ne saurait être reproduite, stockée sur un support ou un système de reproduction, ni transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrement ou autre, non couvert par le présent document, sans l'autorisation du titulaire des droits de la marque, de publication et d'impression. Ziacom® est une marque déposée de Ziacom Medical SL.

Veillez consulter la dernière version disponible des catalogues sur le site www.ziacom.com.

FR | FRANÇAIS



www.ziacom.com

Ziacom Medical SL

Calle Búhos, 2
28320 Pinto - Madrid - ESPAÑA
Tfno.: +34 91 723 33 06
info@ziacom.com

Ziacom Medical Portugal Lda

Av. Miguel Bombarda, 36 - 5° B
1050 -165 - Lisboa - PORTUGAL
Tel: +351 215 850 209
info.pt@ziacom.com

Ziacom Medical USA LLC

333 S.E 2nd Avenue, Suite 2000
Miami, FL 33131 - USA
Phone: +1 (786) 224 - 0089
info.usa@ziacom.com